

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-gmate-step-p-916.html>

## Glukometr Gmate Step

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena         | <b>74,00 zł</b>                               |
| Dostępność   | <b>Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70</b> |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>                             |

### Opis produktu

Gmate™ Step jest systemem do pomiaru stężenia glukozy we krwi, wyposażone jest w szereg nowoczesnych funkcji, jak na przykład w pedometr, czyli funkcję liczenia kroków.

Do wykonania pomiaru glukozy Gmate™ Step wymaga próbki krwi o objętości jedynie 0.5 µL, a jej analiza trwa jedynie 5 sekund.

System do kontroli glikemii, przy użyciu świeżych próbek krwi pełnej krwi. System przeznaczony jest do samodzielnego używania przez pacjentów w domu, oraz w warunkach klinicznych.

Gmate™ Step jest jednym z najmniejszych i najlżejszych glukometrów tego typu na rynku. Urządzenie ma stylowe wzornictwo i tylko jeden przycisk do łatwej obsługi wszystkich funkcji.

Glukometr Gmate Step ma dokładność wyników zgodna z normą ISO 15197.

#### Funkcje Gmate™ Step:

- Wbudowany pedometr umożliwia liczenie kroków podczas codziennych spacerów czy biegania, dzięki temu można łatwo i szybko zweryfikować codzienną aktywność fizyczną.
- Metoda GOD (oksydaza glukozy) zapobiega interferencji z maltozą i galaktozą.
- Technologia automatycznego kodowania dla pasków testowych. Nie trzeba się samodzielnie wprowadzać kodu ani nie trzeba dodatkowego elementu.
- Alternatywne miejsca nakłucia (AST) – można wykonać pomiar poziomu glukozy pobierając krew z innego miejsca niż opuszek palca.
- Zapisuje do 500 ostatnich wyników z datą i czasem.
- Możliwość przejrzenia średnich 7, 14 i 30-dniowych.

#### Specyfikacja:

- Metoda badania: Czujnik elektrochemiczny
- Objętość próbki krwi: 0,5 µL
- Czas pomiaru: 5 sekund
- Zakres pomiaru: 10-600 mg/dL
- Hematokryt: 20-60%
- Kalibracja: Równoważna do osocza
- Pamięć: 500 wyników
- Zasilanie: Jedna bateria litowa (CR2032, 3 V)
- Rozmiar: 36.7 × 61.7 × 15.8 mm
- Masa: 30g
- Warunki działania
- Temperatura: 10-40°C (50-104°F)
- Wilgotność względna: 10-90%

Producent: Philosys

Dystrybutor w Polsce: Centrum Diabetologii

**[Do analizy stężenia glukozy w krwi wykorzystywane są paski testowe Gmate.](#)**