



Glukometr iXell

Cena	59,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr iXell® to precyzyjny, łatwy w obsłudze i bezpieczny system pomiaru stężenia glukozy w krwi dla pacjentów z cukrzycą dowolnego typu.

Czas pomiaru wynosi jedynie 7 sekund, do badania wystarczy niewielka ilość krwi, zaledwie 0,7 µl

Glukometr iXell® jest łatwy w obsłudze przy pomocy jednego przycisku, oraz wyposażony jest w duży ekran z podświetlanymi cyframi. Posiada wiele międzynarodowych certyfikatów jakości (EN ISO 9001, EN ISO 13485) oraz dożywotnią gwarancję.

Funkcje glukometru iXell:

- Funkcję alarmu ketonowego, który aktywuje się, gdy stężenie glukozy przekroczy 240mg/dl, co zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej i śpiączki.
- Technologia 60/90 AVG umożliwia oszacowanie uśrednionego poziomu hemoglobiny glikowanej.
- Funkcja mechanicznego wysuwania zużytego testu, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko zakażenia potencjalnie skażonym materiałem biologicznym.
- Funkcja alternatywnego miejsca wkłucia (AST) polega na tym, że do zestawu dołączona jest specjalna nasadka umożliwiająca pomiar z innych miejsc niż opuszki palców, np. z przedramienia czy wewnętrznej strony dłoni.
- Funkcja Auto Coding – pomiar jest kodowany bezpośrednio przez pasek testowy a sam pomiar odbywa się bez żadnego paska kodowego.
- Funkcja automatycznego alarmu sygnalizującego konieczność przeprowadzenia badania płynem kontrolnym.
- Funkcja oznaczania pomiarów glikemii jako pomiar przed lub po posiłku.
- Glukometr zapamiętuje 450 pomiarów wraz z datą i godziną.
- Funkcja średnich wartości z 7, 14, 21, 28, 60 i 90 dni pomaga w oszacowaniu HbA1C i w profilaktyce powikłań cukrzycy.
- Dane można przesłać na komputer, dzięki oprogramowaniu Glucosoft 1.0.
- Automatyczne wykrywanie obecności paska testowego.
- Automatyczne wykrywanie pobierania próbki krwi
- Automatyczne odliczanie czasu trwania pomiaru.

Dane techniczne

- metoda pomiaru – biosensoryczna
- zastosowany enzym – GOD
- wielkość kropli krwi – 0,7 µl
- czas pomiaru – 7 sekund
- zakres pomiaru – 20-600 mg/dl (1,1-33,3mmol/l)
- zmiana jednostek pomiaru – mg/dl i mmol/l
- pamięć 450 pomiarów wraz z datą i godziną
- średnie z glikemii z 7, 14, 21, 28, 60 i 90 dni
- źródło zasilania: bateria CR2032
- automatyczne wyłączenie: po 3 minutach bezczynności

Producent: Genexo

[Do pomiaru wykorzystuje paski testowe iXell.](#)