



Glukometr Optium Xido

Cena	199,70 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Optium Xido to nowoczesny, stylowy, niewielki i łatwy w użyciu, system do pomiaru stężenia glukozy w krwi. Posiada szereg przydatnych funkcji, w tym unikalną funkcję mierzenia poziomu ciał ketonowych we krwi.

Urządzenie przy użyciu próbki pełnej krwi kapilarnej o objętości 0,6 µl wykonuje analizę w ciągu 5 sekund.

Glukometr posiada unikalną funkcję mierzenia poziomu ciał ketonowych we krwi przy użyciu specjalnych pasków. Dzięki temu można sprawdzić, czy nie masz kwasicy ketonowej w warunkach domowych. Ta metoda pomiaru nie tylko daje szybciej wyniki, ale jest zdecydowanie bardziej wygodna od badania w moczu.

Aby wykonać badanie wystarczy włożyć pasek, a glukometr włączy się automatycznie. Następnie po pokazaniu się symbolu kropli na ekranie nałożyć próbkę krwi. Próbka jest szybko i higienicznie samoczynnie zasysana do wnętrza paska. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, kiedy trzeba wykonać pomiar w ruchu lub trzymając glukometr w ręku.

Glukometr powiadomi kiedy zostanie nałożona na pasek zbyt mała próbka krwi i nie wykona pomiaru. Dzięki temu nie otrzyma się fałszywie niskiego wyniku. Krew można też „dokropić” przez co oszczędza się paski.

Eliminacja substancji zakłócających sprawia, że leki na cukrzycę, lub ból głowy, czy przeziębienie, nie zafałszują wyniku.

Podświetlany ekran jest bardzo pomocny w przypadku problemów ze wzrokiem lub do wykonania pomiaru w nocy.

Każdy pasek z osobna chroniony jest przed zanieczyszczeniami i wilgocią, więc nie musisz nosić ze sobą całego zapasu – jeśli wybierasz się w drogę, weź tylko tyle pasków, ile potrzebujesz.

Funkcje Optium Xido:

- Pomiar ciał ketonowych we krwi
- Czujnik objętości próbki krwi
- Eliminacja substancji zakłócających
- Podświetlany ekran
- Zasysające indywidualnie pakowane paski
- Pamięć pomiarów (do 450 zdarzeń)
- Uśrednianie wyników z ostatnich 7, 14 i 30 dni
- Alarmy dźwiękowe
- Możliwość podłączenia do komputera przez kabel USB

Dane techniczne glukometru Optium Xido:

- Wymiary: 7,47mm x 5,33mm x 1,63mm
- Masa: 45g
- Bateria litowa CR2032 (pastylkowa), wystarczy średnio na 1000 pomiarów
- Glukometr nie wymaga kodowania
- Wielkość próbki krwi tylko 0,6 µl
- Jednostka miary – mg/dl (miligramy na decylitr)
- Zakres pomiaru – 20-500 mg/dl (1,1-27,8 mmol/l)
- Pamięć 450 wyników
- Zakres hematokrytu – 30%-60%
- Kalibrowany do osocza krwi
- Enzym – Dehydrogenaza glukozy



-
- Temperatura przechowywania pasków – od 4 st. C do 30 st. C

Zawartość opakowania:

- Glukometr Xido
- Czarny futerał

Producent: Abbott Diabetes Care

Glukometr działa wyłącznie z paskami testowymi Optium Xido.