

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-safe-aq-air-sinocare-p-1104.html>

Glukometr Safe AQ Air Sinocare

Cena	99,90 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Safe-AQ Air jest nowoczesnym narzędzie monitorowania glukozy w krwi. Jest przeznaczony dla pacjentów do samokontroli glikemii, oraz dla placówek medycznych. Istotną funkcją urządzenia jest możliwość bezprzewodowego połączenia się z innymi urządzeniami i przesyłania danych.

Wynik w ciągu 5 sekund od podania próbki krwi o objętości 0,6 µl.

Urządzenie jest małych rozmiarów, ma łatwą obsługę i duży, wyraźny wyświetlacz, który zapewnia odczytanie wyników w każdych warunkach, niezależnie od pory dnia.



Deklaracja zgodności: Glukometr i testy Safe-AQ spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.



Funkcje glukometru:

Enzym GDH-FAD - zastosowany w testach do glukometru Safe-AQ Air eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd.

Szybkie wyniki analizy próbki.

Automatyczne kodowanie paska testowego po jego włożeniu.

Wyrzutnik pasków testowych.

Technologia Bluetooth do łączenia się z innymi urządzeniami.

Norma EN ISO 15197:2015

Ujednolicona norma dokładności EN ISO 15197:2015 dla systemów monitorowania stężenia glukozy obowiązuje w całej Europie od 1 lipca 2017 r.

Standard ISO określa minimalny próg dokładności, jaki systemy monitorowania stężenia glukozy we krwi (czyli glukometry) muszą osiągnąć, aby możliwe było ich dopuszczenie na rynek krajów Unii Europejskiej. Nową ujednoliconą normę EN ISO 15197:2015 oparto na międzynarodowych standardach dla systemów monitorowania stężenia glukozy we krwi ISO 15197:2013.

Do żadnego państwach EU nie mogą być sprowadzane paski do glukometrów, które nie spełniają nowej normy.

Dane techniczne

- System FAD-GDH
- Próbkę krwi: świeża kapilarna krew pełna, żylna krew pełna
- Próbkę do kalibracji: plazma żylna
- Zakres testowy: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)
- Czas testu: 5 s.
- Objętość krwi: 0,6 µl
- Pamięć: 10 wyników testu
- Żywotność baterii: ponad 1000 testów
- Port Bluetooth