

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-superior-p-909.html>

Glukometr Superior

Cena	50,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Superior służy do samodzielnej kontroli glikemii. Dokładne i wygodne w użytkowaniu urządzenie do pomiaru stężenia glukozy w krwi.

Glukometr do wykonania analizy potrzebuje próbki o objętości 1 μ L, a pomiar po jej nałożeniu wykonuje w ciągu 5 sekund.

Superior wyposażony jest w duży wyświetlacz z dużymi i wyraźnymi cyframi o wysokości 2 centymetrów. Dzięki temu jest to narzędzie idealne dla osób słabowidzących.

Funkcje Superior:

Urządzenie ma system automatycznego kodowania serii pasków testowych, oraz funkcję automatycznego wyrzutu paska, dzięki czemu pomiar staje się jeszcze bardziej higieniczny.

Enzym GOD (oksydaza glukozy) - nie występuje interferencja z maltozą i galaktozą.

Możliwy jest pomiar w alternatywnych miejscach nakłucia (AST).

Dokładność zgodna z normą ISO 15197:2013

Pamięć własna 512 ostatnich wyników.

Dane techniczne:

- Objętość próbki krwi: 1 μ L
- Czas pomiaru: 5 s.
- Zakres pomiaru: 20-600 mg/dL
- Hematokryt: 30-55%

Producent: Delbio

[Do działania wykorzystuje paski testowe Superior.](#)