

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-vivacheck-ino-p-912.html>

Glukometr VivaCheck Ino

Cena	39,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr VivaCheck Ino jest urządzeniem do kontroli stężenia glukozy w krwi. Innowacyjna technologia 8 elektrod na każdym pasku testowym, zapewnia wiarygodne wyniki w szerokim zakresie hematokrytu, wilgotności i temperatury pracy.

Wyniki są podawane w ciągu 5 sekund od zaaplikowania 0,5 µl próbki pełnej krwi kapilarnej.

VivaCheck Ino został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze. Urządzenie jest dostępne w kolorze czarnym z dwoma dużymi, szarymi, miękkimi przyciskami, dzięki którym łatwo go używać.

Glukometr VivaCheck Ino charakteryzuje się:

Urządzenie łatwo trzyma się ręki – solidnie i precyzyjnie wyprofilowany glukometr idealnie pasuje do dużych i małych rąk.
Unikalny numer seryjny każdego urządzenia.
Zabezpieczona komora baterii.
Opatentowany stabilny mediator.
Łatwy do utrzymania w czystości.
Dwa przyciski umożliwiające szybką konfigurację i obsługę.

Funkcje VivaCheck Ino:

- Wyrzutnik pasków – nie musisz dotykać krwi na pasku po użyciu.
- Pamięć 900 wyników, które zachowuje nawet jeśli baterie są zmieniane.
- Oznaczenia o posiłkach, ostrzeżenia o hipoglikemii i alarmy ketonowe.
- Ostrzeżenia o niewystarczającej próbce krwi i uszkodzonych paskach.
- Port Mini USB do pobierania wyników.
- Automatycznie rozpoznaje roztwory kontrolne.

Dane techniczne

- Zakres pomiaru: 0.6-33.3 mmol/L
- Kalibracja wyników: Równoważne do plazmy
- Próba: Świeża pełna krew kapilarna
- Rozmiar próbki: 0.5µl
- Czas testu: 5 seconds
- Zasilanie: 2 baterie pastylkowe CR 2031; 3,0 V
- Żywotność baterii: 12 miesięcy lub około 1000 testów
- Pamięć: 900 wyników z datą i czasem
- Automatyczne wyłączanie: 2 minuty od ostatniej akcji
- Waga: ok. 47g (z bateriami)
- temperatura robocza: 5 – 45°C
- Wilgotność względna podczas pracy: 10-90% (bez kondensacji)
- Zakres hematokrytu: 20 – 70%
- Port danych: Micro USB



Producent: Vivachek Laboratories

[Glukometr działa wyłącznie z paskami testowymi VivaCheck Ino.](#)