

Link do produktu: <https://redmed.pl/glukometr-wellion-calla-light-p-877.html>

Glukometr Wellion CALLA Light

Cena	39,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Glukometr Wellion CALLA Light jest przenośnym, zasilanym bateriami urządzeniem do oznaczenia stężenia glukozy w świeżej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszcza palca. charakteryzuje się dokładnością wyników, poręcznością i wygodą. Zastosowano innowacyjne technologie i przyjazną dla użytkownika obsługę. Glukometr ma przyjazny wygląd, co sprawia, że jest bardziej urządzeniem osobistym niż tylko przyrządem medycznym.

Glukometr wyświetli wynik w ciągu 6 sekund od podania krwi, używając do tego próbkę o wielkości 0,65 µl.

Może być używany zarówno przez diabetyków jak i przez fachowy personel medyczny.

Poręczny kształt i gumowa powłoka antypoślizgowa ułatwiają życie osobom z cukrzycą. Podświetlenie ekranu i duże, wyraźne cyfry, więc wyniki pomiaru są łatwe do odczytu. Dla wielu osób chorych na cukrzycę ta niezwykła czytelność wyniku jest ogromnym ułatwieniem w ich codziennym życiu.

Glukometr Wellion CALLA Light jest dostępny w różnych kolorach: blackberry, zielony, biały i srebrny.

Wynik pomiarowy jest oparty na badaniach plazmy i z tego powodu można go porównywać z wynikami laboratoryjnymi. Glukometr Wellion Calla Light spełnia normę ISO:DIN 15197:2013.

Wellion CALLA Light wyposażony jest w szereg funkcji które są bardzo przydatne w codziennym użytkowaniu, między innymi:

- Funkcja "No Code" czyli brak potrzeby samodzielnego kodowania serii pasków. Zapobiega to występowaniu błędów, które często przy kodowaniu miały miejsce i zapewnia, że wyniki przy każdym pomiarze będą poprawne.
- Możliwość ustawienia 3 alarmów przypominających.
- Można ustawić osobiste limity dla wysokich lub niskich wartości glukozy we krwi. Jeśli limity te zostaną przekroczone odczyt będzie wyświetlany z odpowiednią treścią alarmu.
- Jeśli do przeprowadzenia badania użyje się zbyt mało krwi, wyświetlacz pokaże ostrzeżenie.
- Wejście USB do połączenia glukometru z komputerem by przenieść wyniki do komputera.
- Pamięć wewnętrzna zapamiętuje automatycznie do 500 wyników razem z datą i godzinę.
- Oblicza wartości średnie wyników po 1, 7, 14, 30, 60 i 90 dniach.
- Oznaczenie wyników jako PRZED lub PO posiłku pozwala na lepszą analizę po-posiłkowego stężenia glukozy.

Dane techniczne:

- Wielkość próbki: 0,65 µl
- Czas pomiaru: 6 sekund
- Metoda pomiaru: biosensoryczna
- Kalibracja: względem plazmy
- Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl
- Zakres hematokrytów: 30 - 55 %
- Pamięć: 500 wyników z datą i godziną
- Baterie: 2 alkaliczne baterie AAA
- Żywotność baterii: 1000 pomiarów lub 1 rok systematycznego używania
- Automatyczne wyłączenie: po 2 minutach nie używania
- Wymiary: 69,6 x 62,6 x 23 mm
- Waga: 68g (z bateriami)
- Zakres temperatur używania: 10°C do 40°C



-
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: poniżej 85%

Producent: MED TRUST, dystrybuowany przez firmę SymPhar

[Do wykonania oznaczenia stężenia glukozy w krwi potrzebne są paski testowe Wellion Symphar.](#)