

Link do produktu: <https://redmed.pl/gonorrhoea-test-kasetowy-rzezaczka-10-szt-p-443.html>

Gonorrhoea - Test kasetowy rzezaczka - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL611005N-10
Kod producenta	611005N-10
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki test immunologicznym, do wizualnego stwierdzania antygenów rzeżączki w wydzielniczych próbkach układu moczowo-płciowego. Test jest używany jako pomoc w diagnozie infekcji rzeżączką.

Jest on przewidziany jedynie do diagnostyki in vitro oraz profesjonalnego zastosowania. Wyniki testu są jednoznaczne i mogą być odczytane po 10-20 minutach. Ponieważ przepłukiwanie i porównania ze standardami nie są wymagane, posługiwanie się testem jest bardzo łatwe.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporność.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Rzeżączka jest chorobą weneryczną, która wywoływana jest przez bakterię *Neisseria gonorrhoeae*, jest jedną z najczęstszych infekcji bakteryjnych i jest jedną z chorób przenoszona podczas stosunku płciowego, wliczając stosunek waginalny, oralny i analny. Bakteria może zainfekować gardło i spowodować silne bóle gardła. Może zainfekować odbyt i odbytnicę oraz wywołać zapalenie odbytu. U kobiet może zainfekować pochwę i powodować podrażnienia jak również zapalenie pochwy. Infekcje cewki moczowej powodują piekące i bolące oddawanie moczu i upławy. Kobiety często zauważają upławy z pochwy oraz częste oddawanie moczu i problemy z jego oddawaniem. Rozpowszechnianie się bakterii na jajowody i jamę brzuszną mogą prowadzić do bólów jamy brzusznej i gorączki. Średni czas inkubacji wynosi od 2 do 5 dni po kontakcie seksualnym z zainfekowanym partnerem. Jednakże objawy mogą wystąpić również dopiero po 2 tygodniach. Wstępna diagnoza rzeżączki może być postawiona bezpośrednio podczas badania. U kobiet rzeżączka jest częstą przyczyną zapalenia jamy brzusznej. Zapalenia jamy brzusznej mogą prowadzić do wewnętrznych ropni i długotrwałych chronicznych bólów. Mogą również uszkodzić jajowody do takiego stopnia, że nastąpi bezpłodność lub ewentualnie wzrost ryzyka ciąży pozamacicznej.

Wielkość opakowania:

- 10 pojedynczo pakowanych kaset testowych.
- 10 sterylnych wymazówek
- 10 probówek testowych z zakrętkami
- Statyw na odczynniki
- 1 buteleczka odczynnika 1
- 1 buteleczka odczynnika 2
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu

Próbka: Wymaz z pochwy albo z układu moczowego

Czas testu: 10-20 minut

Czułość: 99% // reaguje pozytywnie od stężenia 1 x 10⁵ bakterii/ml w próbce;

Swoistość: 99%



Przechowywanie: schłodzony do temp. 2-8°C albo w temp. pokojowej (nigdy pow. 30°C)