

Link do produktu: <https://redmed.pl/gratis-maseczki-ochronne-chirurgiczne-10szt-op.-typu-iir-bfe-99-material-meltblown-przeciw-pm25-anty-pylkowa-p-1682.html>



GRATIS Maseczki ochronne chirurgiczne 10szt/op. typu IIR BFE 99% - materiał Meltblown, przeciw PM2.5, anty pyłkowa,

Cena	19,98 zł
Cena poprzednia	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	WNS10_PL
Producent	Winsun

Opis produktu

***Aby otrzymać produkt GRATIS* należy go dodać z poziomu koszyka. W przeciwnym wypadku rabat nie zostanie naliczony.**

Wysokiej jakości jednorazowa trójwarstwowa medyczna maseczka ochronna zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zarazkami i drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową (BFE 99%).

Maseczki chirurgiczne typu IIR zamknięte w szczelnym opakowaniu. Maseczki jednorazowe, trójwarstwowe. Zgodne z normą **EN 14683:2019+ AC: 2019**, posiadają także certyfikat **TÜV** oraz **CE**. Produkt medyczny, klasa I, typ IIR. Produkt medyczny zarejestrowany w **URPL** numer rejestracji **ID: 4269 6071 3329**.

Opakowanie 10 sztuk

Maseczka została wyposażona w elementy, za pomocą których można ją ściśle dopasować do nosa, ust i podbródka, zapewniając dokładne przyleganie po bokach. Usztywnienie w okolicach nosa pozwala na ściślejsze dopasowanie maski do twarzy.

Przeznaczona do medycznego i prywatnego użytku. Spełnia wymagania normy EN 14683: 2019 + AC: 2019 i dyrektywy 93/42 / EWG.

Maska przeznaczona jest do użytkowania do 4 godzin. Dłuższa praca lub ponowne korzystanie z maseczki może prowadzić do rozwoju bakterii.

Maseczka zbudowana jest z trzech warstw ochronnych:

1. Zewnętrznej – z włókniny propylenowej
2. Filtrującej (melt blown) – wykonanej z polipropylenu
3. Wewnętrznej – z włókniny propylenowej

Uniwersalny kształt i rozmiar 175 x 95 mm
Skuteczność filtracji BFE na poziomie 99%.

** Gratis, a formalnie 1 grosz, ze względów technicznych zostanie umieszczony jako wartość sprzedaży.*