

Link do produktu: <https://redmed.pl/gratis-zestaw-13-op-medycznych-maseczek-typu-iir-uniwersalny-ksztalt-i-rozmiar-10szt-op-1678.html>



GRATIS Zestaw 13 op. Medycznych Maseczek typu IIR; Uniwersalny kształt i rozmiar - 10szt./op

Cena	325,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Producent	Winsun

Opis produktu

Wysokiej jakości jednorazowa trójwarstwowa medyczna maseczka ochronna zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zarazkami i drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową (BFE 98%).

Zestaw 13 opakowań po 10 sztuk

Maseczka została wyposażona w elementy, za pomocą których można ją ściśle dopasować do nosa, ust i podbródka, zapewniając dokładne przyleganie po bokach. Usztywnienie w okolicach nosa pozwala na ściślejsze dopasowanie maski do twarzy.

Przeznaczona do medycznego i prywatnego użytku. Spełnia wymagania normy EN 14683: 2019 + AC: 2019 i dyrektywy 93/42 / EWG.

Maska przeznaczona jest do użytkowania do 4 godzin. Dłuższa praca lub ponowne korzystanie z maseczki może prowadzić do rozwoju bakterii.

Maseczka zbudowana jest z trzech warstw ochronnych:

1. Zewnętrznej – z włókniny propylenowej
2. Filtrującej (melt blown) – wykonanej z polipropylenu
3. Wewnętrznej – z włókniny propylenowej

Uniwersalny kształt i rozmiar 175 x 95 mm
Skuteczność filtracji BFE na poziomie 98%.