

Link do produktu: <https://redmed.pl/gratis-zestaw-2-op-maseczka-chirurgiczna-iir-10sztop-p-1667.html>

GRATIS Zestaw 2 op. Maseczka chirurgiczna IIR 10szt/op

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Producent	Winsun

Opis produktu

Wysokiej jakości jednorazowa trójwarstwowa medyczna maseczka ochronna zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zarazkami i drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową (BFE 98%).

2x Opakowanie 10 sztuk

Maseczka została wyposażona w elementy, za pomocą których można ją ściśle dopasować do nosa, ust i podbródka, zapewniając dokładne przyleganie po bokach. Usztywnienie w okolicach nosa pozwala na ściślejsze dopasowanie maski do twarzy.

Przeznaczona do medycznego i prywatnego użytku. Spełnia wymagania normy EN 14683: 2019 + AC: 2019 i dyrektywy 93/42 / EWG.

Maska przeznaczona jest do użytkowania do 4 godzin. Dłuższa praca lub ponowne korzystanie z maseczki może prowadzić do rozwoju bakterii.

Maseczka zbudowana jest z trzech warstw ochronnych:

1. Zewnętrznej – z włókniny propylenowej
2. Filtrującej – wykonanej z polipropylenu
3. Wewnętrznej – z włókniny propylenowej

Skuteczność filtracji BFE na poziomie 98%.