

Link do produktu: <https://redmed.pl/gratis-zestaw-6-op-maski-medycznej-en14683ac2019-typ-iir-10szt-op-1671.html>

GRATIS Zestaw 6 op. Maski medycznej EN14683+AC:2019 typ IIR - 10szt./op

Cena	150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Producent	Winsun

Opis produktu

Wysokiej jakości jednorazowa trójwarstwowa medyczna maseczka ochronna zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zarazkami i drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową (BFE 98%).

Zestaw 6 opakowań po 10 sztuk

Maseczka została wyposażona w elementy, za pomocą których można ją ściśle dopasować do nosa, ust i podbródka, zapewniając dokładne przyleganie po bokach. Usztywnienie w okolicach nosa pozwala na ściślejsze dopasowanie maski do twarzy.

Przeznaczona do medycznego i prywatnego użytku. Spełnia wymagania normy EN 14683: 2019 + AC: 2019 i dyrektywy 93/42 / EWG.

Maska przeznaczona jest do użytkowania do 4 godzin. Dłuższa praca lub ponowne korzystanie z maseczki może prowadzić do rozwoju bakterii.

Maseczka zbudowana jest z trzech warstw ochronnych:

1. Zewnętrznej – z włókniny propylenowej
2. Filtrującej (melt blown) – wykonanej z polipropylenu
3. Wewnętrznej – z włókniny propylenowej

Uniwersalny kształt i rozmiar 175 x 95 mm
Skuteczność filtracji BFE na poziomie 98%.