

Link do produktu: <https://redmed.pl/gukometr-accu-chek-performa-combo-p-1439.html>

# Gukometr Accu-Chek Performa Combo

Producent

Roche

## Opis produktu

Glukometr Accu-Chek Performa Combo jest małym elektronicznym urządzeniem do pomiaru glikemii. Na podstawie wyniku pomiaru, dzięki wbudowanemu kalkulatorowi bolusa oblicza dawki bolusów do posiłku. Steruje pompą insulinową Accu-Chek Spirit Combo.

Accu-Chek Performa Combo jest integralną częścią zestawu do zdalnej obsługi pompy Accu-Chek Spirit Combo, umożliwia jej uruchomienie, zatrzymanie, podanie dawki zaproponowanej przez kalkulator bolusa, zmniejszenie bądź zwiększenie napływu insuliny itp., bez potrzeby wyjmowania jej spod ubrania, gdyż ekran pompy jest po prostu widoczny na ekranie glukometru.

## Funkcje glukometru Accu-Chek Performa Combo:

- Pomiar glikemii:
  - wielkość próbki: 0,6 uL,
  - czas trwania pomiaru: 5 sekund,
- Kalkulator bolusów:
  - z możliwością ustawienia do 8 bloków czasowych,
  - z funkcją procentowej modyfikacji dawki bolusa ze względu na sytuacje wymagające odmiennego zapotrzebowania na insulinę, takie jak wysiłek, stres czy choroba,
- Zdalne sterowanie wszystkimi podstawowymi funkcjami pompy, takimi jak:
  - bolus standardowy, przedłużony i wielofalowy,
  - tymczasowa dawka podstawowa,
  - wybór dawki podstawowej,
  - programowanie każdego profilu dawki podstawowej,
  - ustawienia przypomnień,
  - ustawienie godziny i daty,
  - ustawienia pompy,
  - ustawienia terapii,
  - ustawienia menu,
  - zatrzymanie pompy,
  - moje dane (przegląd danych z pamięci pompy).

Zintegrowany dzienniczek samokontroli,

Kolorowy, podświetlany wyświetlacz,

Zasilanie: 3 baterie AAA.

---

**Skład zestawu:**

- glukometr Accu-Chek Performa Combo: 1 szt.,
- testy paskowe Accu-Chek Performa: 1 op. zawierające 10 szt. testów,
- nakłuwacz Accu-Chek Multiclix: 1 szt.,
- bębienki z lancetami Accu-Chek Multiclix: 2 szt.,
- etui.