

Link do produktu: <https://redmed.pl/hbcab-hepatitis-b-test-kasetowy-wzw-b-30-szt-p-368.html>

Zdjęcie zastępcze

HBcAB Hepatitis B - Test kasetowy Wzw B - 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	622015
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Jednostopniowy test HBcAB jest szybkim testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania przeciwciał anty-antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (anty-HBc) w próbkach osocza i surowicy.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszerne i nieracjonalne ich stosowania.

Przeciwciała przeciw antygenowi rdzeniowemu HBc-Ag (od core - rdzeń, hepatitis B core antigen) - nie występują w wolnej formie w surowicy, ale są "ukryte" w cząstce Dane'a, . Wykrywany w fazie wczesnej i późnej ostrego WZW B. Zazwyczaj stwierdza się ich zanik po upływie kilku tygodni. Przy brak Anty-HBc IgM u chorego spełniającego kliniczne kryteria zapalenia wątroby przyczyną nie jest wirus HBV.

Przeciwciało rdzeniowe zapalenia wątroby typu B wytwarzane jest przez układ odpornościowy po zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B i może utrzymywać się przez całe życie. Jest to oznaką albo, aktywnego ostrego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B albo, przejścia w przeszłości wirusowego zapalenia wątroby typu B. Jest to reakcja układu odpornościowego na białko w rdzeniu wirusa i jest obecna tylko w przypadku zarażenia, a nie szczepienia.

Zawartość opakowania:

- 30 testów kasetowych HBcAB
- 30 pipet jednorazowych
- 1 instrukcja użytkowania