

Link do produktu: <https://redmed.pl/hbhp-probowki-do-ekstrakcji-1-szt-p-487.html>

Hb/Hp - Probówki do ekstrakcji - 1 szt.

Czas wysyłki

Zadzwoń 32 720 62 10

Numer katalogowy

272030

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Probówka ekstrakcyjna Hb/Hp jest pomocnym narzędziem dla testu Hb/Hp Complex. Ten immunologiczny test bazuje na immunochromatograficznej metodzie, w której poprzez specyficzne reakcje przeciwciał, specyficznie wykrywane zostają zarówno hemoglobina (Hb) jak również kompleks haptoglobina / hemoglobina (Hb/Hp). Umożliwia to wykrycie krwi utajonej w kale, co pomaga w diagnozie wielu schorzeń, np. hemoroidom, krwi w moczu, chorobom żołądka, oraz raka jelita grubego oraz większych gruczołaków.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Zawartość opakowania:

- 1 probówka ekstrakcyjna