

Link do produktu: <https://redmed.pl/hemosense-inratio-2-analizator-krzepliwosci-krwi-powystawowy-p-24.html>

Hemosense INRatio 2 - Analizator Krzepliwości Krwi - powystawowy

Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	INRatio
Producent	HemoSense Inc.
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu



Produkt analizator i paski INRatio2 wycofane w 2016r z produkcji.

Produkt wycofany ze sprzedaży,

[Kup Zamiennik marki qLabs - monitor do badania INR >>>>>>> >>>>>>> >>>>>>>](#)

System INRatio 2 jest najwyższej klasy, małym, wygodnym i precyzyjnym urządzeniem, umożliwiającym pacjentom stosującym doustną terapię przeciwkrzepliwą regularną i samodzielną kontrolę wskaźnika krzepliwości oraz czasu protrombinowego (PT). System INRatio 2 jest następcą dobrze znanego na całym świecie analizatora INRatio. Zawiera wiele nowych rozwiązań umożliwiających otrzymanie wyniku PT/INR jeszcze szybciej.

Dzięki Systemowi INRatio 2 możesz dać swoim pacjentom coś więcej - poczucie niezależności i bezpieczeństwa.

- Komfortowe i faktycznie bezbolesne testy bez względu na miejsce i czas,
- Bezbolesne testy przy użyciu nakłuwacza medlance.
- Do badania wystarczy tylko jedna kropla krwi kapilarnej pobrana z opuszka palca, aby w ciągu 1 min. uzyskać precyzyjny wynik INR (niepotrzebna jest krew żylna).
- Łatwość aplikacji krwi dzięki specjalnej konstrukcji testów.
- Testy można przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Każdy pasek testowy jest pakowany w osobne opakowanie, także NIE TRZEBA ich zużywać w krótkim czasie po

otwarciu opakowania.

Bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu podwójnemu systemowi kontroli jakości, - Wyniki są wyświetlane po przejściu szeregu wewnętrznych kontroli. Automatyczna kontrola wszystkich części systemu.

- Mały, bezpieczny, szybki,
- Małe wymiary i nowoczesny design, sterowanie za pomocą jednego przycisku
- Duży i czytelny ekran
- NOWE MENU bazujące na ikonach
- Pamięć 60 wyników z datą i godziną pomiaru
- Pamięć jest trwała nawet, gdy baterie się rozładują lub zostaną usunięte.
- Możliwość ustawienia indywidualnego zakresu terapeutycznego INR.

INRatio 2 posiada automatyczny podwójny system kontroli jakości badania. Nie potrzebuje do prawidłowego badania płynów kontrolnych ani testów kalibracyjnych. Cały proces badania odbywa się automatycznie.

Badanie odbywa się na podstawie krwi pobranej z palca pacjenta a nie z żyły.

Dostępne są opakowania testów pakowane po:

- 12 szt./op.
- 48 szt./op.

Analizator posiada zarysowania oraz ślady użytkowania - urządzenie powystawowe klasy B

Zestaw zawiera:

- Analizator INRatio2,
- ochronny futerał
- instrukcja obsługi


Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Gwarancja

- standard 12 miesięcy

Dodatkowe opcje:

- Zasilacz 230V
- Baterie 4 x AA
- Paski testowe 12szt /24szt / 48szt
- Pipety 15 µl - 25 sztuk
- Nakłuwacze 2,4 mm - 25 sztuk / 200 sztuk



Przy zakupie można dodatkowo zamówić [Poradnik dla pacjenta dotyczący leczenia doustnymi lekami przeciwwązkowymi oraz samokontroli PT/INR](#) GRATIS!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paski testowe: Nie wybrano , +12 szt , + 24 szt , + 48 szt

Nakłuwacze: Nie , 25szt. , 200szt.

Darmowy Poradnik INR: Nie , Drukowany



Gwarancja: Standard 1 rok , opcja 2 lata , opcja 3 lata , opcja 4 lata , opcja 5 lat , opcja 10 lat
Zasilacz sieciowy: Nie wybrano , Tak