

Link do produktu: <https://redmed.pl/hemosmart-gold-analizator-hemoglobiny-i-hematokrytu-z-krwi-z-palca-p-349.html>

HemoSmart Gold - Analizator hemoglobiny i hematokrytu z krwi z palca

Cena	799,20 zł
Cena poprzednia	1 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	ApexS25009
Kod producenta	S25009
Kod EAN / GETIN	4713648762334
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Hemosmart Gold umożliwia pomiar poziomu hemoglobiny z kropli krwi. Jest pierwszym analizatorem na świecie, wykorzystującym technologię biosensoryczną, która mieści się w dłoni. Jedyne w swoim rodzaju analizator paskowy, który wymaga próbki krwi o wielkości zaledwie 1 µl. Analiza krwi odbywa się poza urządzeniem, dzięki czemu ryzyko zanieczyszczenia jest zredukowane do minimum.

Do wykonywania badania konieczne jest użycie odpowiednich nakłuwaczy , nakłuwacze prosimy wybrać w opcjach produktu u góry (200 sztuk + 59,99 zł)



Analizator wykonany jest z materiału odpornego na wilgoć i zachłapania oraz jest wytrzymały na czyszczenie środkami bazującymi na roztworze chloru.

Duży i przejrzysty wyświetlacz umożliwia łatwe odczytanie wyniku nawet w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie światła. Za pomocą kabla komunikacyjnego wyniki mogą być eksportowane na komputer. Analizator stanowi idealne rozwiązanie do stacjonarnych i mobilnych punktów krwiodawstwa, gdzie potrzebne są szybkie i wiarygodne wyniki.



■ Proste wkładanie



■ Test z opuszką



■ Aplikacja próbki



■ Wynik w 5 sekund

Specyfikacja:

- Zakres pomiarowy: Hgb 4 - 24.0 g/dl
- Czas badania: 5 sekund
- Próbkę krwi: 1 µl
- Temperatura pracy: 10°C ~ 40°C
- Pamięć: 100 ostatnich wyników z datą i godziną
- Zasilanie: 2x baterie AAA
- Gwarancja 1 rok



Dodatkowe opcje
Nakłuwacze Medlance 21G - długość igły 2,4 mm
Paski testowe HemoSmart Gold

Nowa grafika na opakowaniu!

Ograniczenia:

HemoSmart GOLD został zaprojektowany do użycia z próbką krwi włosniczkowej lub żyłnej. Nie używać próbki osocza lub surowicy. Nie stosować pasków testowych HemoSmart GOLD u noworodków i dzieci. Działanie tego systemu z próbką pobraną od noworodków i dzieci nie zostało potwierdzone.

Nieprawidłowa próbka krwi (zawierająca wysokie stężenie kwasu salicylowego) może powodować nieprawidłowy wynik. W takim przypadku należy bardzo ostrożnie interpretować wyniki badania.

Dla optymalnego wyniku zaleca się pobranie krwi żyłnej strzykawką zawierającą antykoagulanty (tj. EDTA, cytrynian sodu, fluorek sodu) dla zminimalizowania błędów podczas badania.

Uwaga! Urządzenie przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia.