

Link do produktu: <https://redmed.pl/hemosmart-gold-paski-testowe-do-pomiaru-hemoglobiny-i-hemtokrytu-25szt-technologie-zlotych-paskow-p-652.html>



Hemosmart Gold paski testowe do pomiaru hemoglobiny i hemtokrytu 25szt technologia złotych pasków

Cena	99,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	APXS5640216
Kod producenta	S5640216
Kod EAN / GETIN	4713648765304
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Nawet po dacie ważności paski pokazują prawidłowe wartości, nawet do 1 roku po terminie.

Paski do zastosowania tylko w analizatorze HemoSmart Gold. Nowoczesne połączone elektrody zapewniają wiarygodne pomiary. Pozwalają określić poziom ilościowy hemoglobiny oraz hematokrytu we krwi pobranej z palca. Paski są pakowane w osobne folie które zapewniają dokładność każdego badania, oraz chronią przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Parametry techniczne:

- Zakres pomiarowy: 4 - 24 mg/dl
- Objętość próbki krwi: 1 ul (krew pełna, kapilarna)
- Przechowywanie: Temperatura pokojowa, suche, zacienione miejsce,
- Testów nie trzeba przechowywać w lodówce
- Czas pomiaru: 5 s.
- Wysoka dokładność uzyskiwanych pomiarów
- Współpracują z Analizatorem który można podłączyć do PC oraz HemoCloud

Nowa grafika na opakowaniu!