

Link do produktu: <https://redmed.pl/hemosmart-gold-plyn-kontrolny-analizatora-hemoglobiny-dwa-poziomy-p-1056.html>



HemoSmart Gold – płyn kontrolny analizatora hemoglobiny – dwa poziomy

Cena	135,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APX5800112
Kod producenta	5800112
Producent	.Apex Biotechnology Corp.
Producent	Apex Biotechnology Corp.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

Roztwór o standardowym stężeniu substancji reaktywnej w hemoglobinie. Wykorzystanie tego roztworu kontrolnego do sprawdzenia dokładności systemu, procedury wykonania testu oraz podczas korzystania z nowej partii pasków testowych hemoglobiny HemoSmart GOLD.

Celem sprawdzenia przy pomocy roztworu kontrolnego jest sprawdzenie skuteczności systemu HemoSmart GOLD do pomiaru hemoglobiny za pomocą płynu o znanym zakresie hemoglobiny.

Analizator Hemosmart Gold umożliwia pomiar poziomu hemoglobiny z kropli krwi. Jest pierwszym analizatorem na świecie, wykorzystującym technologię bisensoryczną, która mieści się w dłoni. Jedyny w swoim rodzaju analizator paskowy, który wymaga próbki krwi o wielkości zaledwie 1 µl. Analiza krwi odbywa się poza urządzeniem, dzięki czemu ryzyko zanieczyszczenia jest zredukowane do minimum.

Powinieneś wykonać test roztworu kontrolnego, gdy:

- Korzystanie z urządzenia HemoSmart GOLD po raz pierwszy.
- Otwierasz nowe opakowanie Pasków Testowych HemoSmart GOLD Hemoglobina
- Upuszczenia analizatora
- Podejrzewasz, że analizator HemoSmart GOLD lub Paski Testowe HemoSmart GOLD Hemoglobina nie działają poprawnie.
- Wyniki badania hemoglobiny nie odzwierciedlają innych wyników związanych z hemoglobiną.
- Chcesz przeciwiczyć procedurę testową.

Przechowywać roztwór kontrolny HemoSmart GOLD w temperaturze od 4 ° C do 30 ° C