

Link do produktu: <https://redmed.pl/hiv-120-test-hiv-1-i-hiv-2-25-szt-p-374.html>

HIV 1.2.0 - Test HIV-1 i HIV-2 - 25 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	452020
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Szybki test kasetowy HIV 1.2.0 jest szybkim testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi niedoboru odporności (HIV) typu 1, typu 2 oraz podtypu O w ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Celem jest diagnoza infekcji HIV.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznej terapii pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporności.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Ludzki wirus nabytego braku odporności (HIV) to patogen z rodzaju lentowirusów, należący do rodziny retrowirusów. Po zakażeniu następuje najczęściej wieloletni okres inkubacji, który prowadzi do AIDS, na dzień dzisiejszy śmiertelnej choroby zwanej zespołem nabytego upośledzenia odporności. Do zakażenia dochodzi głównie na drodze płciowej lub przez kontakt z zakażoną krwią.

Próbka: krew pełna, surowica, osocze

Zawartość opakowania:

- 25 testów kasetowych
- 25 pipet jednorazowych
- 1 bufor rozcieńczacza
- 1 instrukcja obsługi