

Link do produktu: <https://redmed.pl/hiv1-hiv-2-test-kasetowy-przeciwiac-hiv-12-25-szt-p-373.html>

Zdjęcie zastępcze

HIV1 HIV 2 - Test kasetowy przeciwiac HIV 1/2 - 25 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	452021
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Jednostopniowy szybki test HIV 1/2 jest szybkim testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) Typ 1 i / albo Typ 2 w surowicy albo osoczu.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce medycznej. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Próbka: surowica, osocze

Zawartość opakowania:

- 25 testów kasetowych
- 25 pipet jednorazowych
- 1 bufor rozcieńczacza
- 1 instrukcja obsługi

Ludzki wirus nabytego braku odporności (HIV) to patogen z rodzaju lentowirusów, należący do rodziny retrowirusów. Po zakażeniu następuje najczęściej wieloletni okres inkubacji, który prowadzi do AIDS, na dzień dzisiejszy śmiertelnej choroby zwanej zespołem nabytego upośledzenia odporności. Do zakażenia dochodzi głównie na drodze płciowej lub przez kontakt z zakażoną krwią. Szybkie testy służą do wykrywania przeciwiac przeciw HIV 1/2.