

Link do produktu: <https://redmed.pl/hlh-paski-testowe-lutropiny-hormon-luteinizujacy-50-szt-p-438.html>

hLH - paski testowe lutropiny, hormon luteinizujący – 50 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL165001
Kod producenta	165001
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Pasek testowy hLH jest szybkim testem in-vitro do stwierdzenia obecności ludzkiej lutropiny (ludzki hormon luteinizujący, hLH) w moczu. Ma zastosowanie w stwierdzeniu momentu owulacji (uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z jajnika).

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce ginekologicznej, ponieważ testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjentki.

hLH - ludzki hormon luteinizujący (ang. human Luteinizing Hormone)

Hormon luteinizujący (lutropina, LH od ang. luteinizing hormone) to jeden z hormonów gonadotropowych który jest powiązany z owulacją, wydzielany jest przez przedni płat przysadki mózgowej.

Szczyt wydzielania LH przypada na ostatnie dni fazy pęcherzykowej cyklu miesięczkowego, doprowadza do pęknięcia pęcherzyka jajnikowego, czyli do owulacji, w związku z tym oznaczenie tego hormonu może być doskonałym narzędziem do monitorowania owulacji.

Ponadto badanie stężenia hormonu luteinizującego wykonuje się najczęściej w przypadku podejrzenia:

- niepłodności,
- zaburzenia miesięczkowania o nieznanej etiologii,
- schorzenia przysadki, np. gruczolaki
- choroby jajników,
- potwierdzenie wieku menopauzalnego,
- diagnostyka opóźnionego lub zbyt wczesnego dojrzewania.

Zawartość opakowania

- 50 pojedynczo pakowanych testów kasetowych
- 1 ulotka

Próbka: Mocz

Czas testu: 5 minut

Czułość: 30 mIU/mL

Przechowywanie: schłodzony 2-8°C albo w temperaturze pokojowej (nigdy pow. 30°C)