

Link do produktu: <https://redmed.pl/hpylori-kontrola-pozytywna-testu-1-szt-p-490.html>

H.Pylori - Kontrola pozytywna testu - 1 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	262009
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Kontrola pozytywna H. pylori jest zewnętrzną kontrolą pozytywną dla szybkich testów H. pylori które są immunologicznymi szybkimi testami do jakościowego oznaczania przeciwciał H.pylori w próbkach krwi pełnej, surowicy lub osocza. *Helicobacter pylori* są bakteriami które powodującej nieżyt i wrzody żołądka.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszerne i nieracjonalnego ich stosowania.

Wielkość opakowania:

- 1 Buteleczka kontroli pozytywnej, liofilizowana (tj. 0,25 ml)
- 1 Instrukcja obsługi