

Link do produktu: <https://redmed.pl/igla-accu-chek-flexlink-p-1327.html>

Igła Accu-Chek FlexLink

Producent

Roche

Opis produktu

Accu-Chek FlexLink zapewnia komfort noszenia w połączeniu z łatwą instalacją, doskonała dla początkujących.

Prosta, intuicyjna technika wprowadzenia wkłucia.

Zwężająca się kaniula ułatwia szybkie wprowadzenie jej pod skórę.

- miękka, teflonowa kaniula (6 mm, 8 mm i 10 mm)
- kaniula wprowadzana pod kątem 90°
- kaniulę można wprowadzać z zastosowaniem automatycznego urządzenia Accu-Chek Link Assist
- uniwersalna złączka Luer pozwala na stosowanie tego zestawu infuzyjnego z różnymi typami pomp insulinowych, włącznie z pompami Medtronic - dzięki dostępności pojemników na insulinę ADR (Kleo)

Producent: Roche