

Link do produktu: <https://redmed.pl/igly-do-insuliny-droplet-32g-5mm-200szt-p-793.html>

Igły do insuliny Droplet 32G 5mm 200szt.

Cena	75,00 zł
Cena poprzednia	100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5907996093502
Producent	HTL Strefa

Opis produktu

Zaprojektowane do twoich potrzeb leczenia cukrzycy, zapewniają komfortowy zastrzyk insuliny, łagodne przenikanie i zminimalizowane odczuwanie bólu.

Igły wysokiej jakości z technologią cienkiej ściany, która zapewnia precyzyjny przepływ insuliny i sprawne wstrzyknięcie.



- Proste i intuicyjne w obsłudze
- Specjalnie zaprojektowany gwint
- Cienkościenna budowa
- Precyzyjne szlifowanie

Dopasowane do wstrzykiwaczy producentów:


Novo Nordisk
Sanofi
Eli Lilly
Ypsomed
Owen Mumford
Haselmeier
Berlin-Chemie/Menarini
B. Braun

32G (0,23 mm) x 5mm
200 sztuk (2 x opakowanie 100 szt.)



Bezpieczna kontrola cukrzycy:

- Skonsultuj się z profesjonalnym personelem medycznym w celu uzyskania pomocy w wyborze odpowiedniej wersji igły i techniki wstrzykiwania.
- Postępuj zgodnie z instrukcją użycia igły insulinowej i wstrzykiwacza.
- Po użyciu nałóż zewnętrzną nasadkę ochronną.
- Zawsze wyrzucaj zużyte igły zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nigdy nie wykorzystuj ponownie lub udostępniaj igły komuś innemu. Igły są wyłącznie do jednorazowego użytku.



#KupujŚwiadomie #ProduktPolski