

Link do produktu: <https://redmed.pl/igly-do-penow-bd-autoshield-duo-30g-x-5-mm-100-sztuk-p-1043.html>

Igły do penów BD AutoShield DUO - 30G x 5 mm - 100 sztuk

Cena

39,96 zł

Dostępność

Czekamy na dostawę

Opis produktu

Igły do penów insulinowych. Wysokiej jakości, jednorazowe igły do wstrzykiwania insuliny, są wyposażone w osłonę i pasują do większości nakłuwaczy.

Grubość igły: 30G (0,33 mm)

długość igły: 5 mm (3/16")

Igły oferują szereg istotnych cech:

Bezpieczeństwo

Wyposażone w opatentowane automatyczne podwójne osłony ochronne na obu końcach igły. Pomaga to zapobiegać narażeniu na przypadkowe ukłucie podczas iniekcji i utylizacji.

Ostona automatycznie blokuje się po wykonaniu zastrzyku, zapobiegając przypadkowym zakłuciom.

Wygoda

szeroka osłona ogranicza nacisk na skórę; igła pozostaje niewidoczna

Pewność

Bezpieczna igła insulinowa o długości 5 mm ogranicza ryzyko iniekcji domięśniowej. Wstrzyknięcie domięśniowe, może zwiększyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii u pacjentów. Poprzez zastosowanie igły o długości 5 mm zmniejsza się to ryzyko niezależnie od wskaźnika masy ciała.

Technologia cienkich ścianek

Igły zachowują bardzo dobre wymiary zewnętrzne, ale mają szerszą średnicę wewnętrzną, poprawiając tym samym szybkość przepływu insuliny i wymagają mniejszej siły.

Kompatybilne z wiodącymi wstrzykiwaczami przeciwcukrzycowymi i testowane zgodnie z normami zgodności ISO.

Igły do penów insulinowych wykorzystują zaawansowaną technologię, innowacyjny design i najnowocześniejszą produkcję:

Technologia Penta Point Comfort - pięcio-skośny kształt, który wspomaga wygodniejsze i łatwiejsze wprowadzenie w porównaniu z igłami trzy-skośnymi.

Dodana warstwa substancji poślizgowej w trakcie wytwarzania igły, aby wkłucie było bardziej łagodne wsuwana do skóry.

Elektropolowanie w procesie produkcyjnym, sprawia, że igła jest gładka, pozbawiona bardzo małych wady i szorstkich plamek, które mogłyby wystąpić podczas produkcji i powodować bolesne rozerwanie skóry.

Opakowanie: 100 igieł