

Link do produktu: <https://redmed.pl/igly-do-penow-insupen-30g-x-8-mm-100-szt-p-1055.html>

Igły do penów Insupen 30G x 8 mm - 100 szt

Cena

39,96 zł

Dostępność

Czekamy na dostawę

Opis produktu

Jednorazowe, wysokiej jakości, igły do penów insulinowych różnych marek. Zaprojektowane specjalnie do długotrwałej terapii cukrzycowej, minimalne odczucie bólu w nakłuciu i szybki przepływ insuliny.

Grubość igły: 30G (0,30 mm)
długość igły: 8 mm

Opakowanie: 100 sztuk

Najważniejsze cechy igieł Insupen:

Technologia produkcji Insupen - Extreme 3 umożliwia ulepszoną kształt ostrza który i doskonałą geometrię igły co zapewnia bardzo wysoki komfort iniekcji. Trzykrotne ostrzenie zapewniające łatwiejszą penetrację, zmniejszające do minimum dyskomfort pacjenta.

Wyprodukowane w technologii anti-coring - końcówka igły od strony kartridża wyprofilowana w sposób zapobiegający fragmentacji membrany.

Technologia Thin Wall czyli bardzo cienkie ścianki igły, umożliwiają maksymalnie dużą średnicę wewnętrzną przy zachowanej takiej samej średnicy zewnętrznej. Pozwala to na łatwiejszy i szybszy przepływ insuliny, co skraca czas wstrzyknięcia.

Specjalne pokrycie przeciw-tarciowe, zmniejszające opór igły podczas wnikania w skórę.

Wszystkie igły do penów Insupen spełniają wymogi normy TYPE A EN ISO 11608-2:2000 i dlatego są kompatybilne ze wszystkimi zgodnymi z tą normą wstrzykiwaczami i penami insulinowymi stosowanych na obszarze UE.

Igły Insupen mogą być stosowane z strzykiwaczami:

Amylin Pharmaceutical: Byetta 5 mcg, Byetta 10 mcg

Berlin Chemie: Berlin Pen Areo 2

Bioton: GensuPen

Lilly: KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Savvio, HumaPen Luxura, HumaPen Luxura HD, Forsteo

Novo Nordisk: FlexPen, FlexTouch, Novopen3, Novopen 4, Novopen 5, Novopen Echo, Novopen Junior, Victoza Pen, InnoLet

Owen Mumford: AutoPen Classic 1-21, AutoPen Classic 2-42, AutoPen 24 1-21, AutoPen 24 2-42

Sanofi: ClickStar, SoloStar, Lyxumia Pen, JuniorStar, AllStar

Ypsomed: Ypsopen