

Link do produktu: <https://redmed.pl/igly-do-penow-insupen-31g-x-5-mm-100-szt-p-1052.html>

## Igły do penów Insupen 31G x 5 mm - 100 szt.

Cena

**39,96 zł**

Dostępność

**Czekamy na dostawę**

### Opis produktu

Wysokiej jakości jednorazowe igły do penów insulinowych. Uniwersalne igły pasują do wszystkich popularnych marek wstrzykiwaczy. Dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii dają minimalne odczucie bólu przy wstrzyknięciu i szybki przepływ insuliny

Grubość igły: 31G (0,25 mm)  
długość igły: 5 mm

Opakowanie: 100 sztuk

Zalety igieł Insupen 31G 5 mm dla wstrzykiwaczy:

Krótkie igły 5 mm zapewniają wstrzyknięcie insuliny w podskórną tkankę tłuszczową, niezależnie od miejsca wkłucia.

Trzykrotne ostrzenie zapewniające łatwiejszą penetrację, zmniejszające do minimum dyskomfort pacjenta.

Specjalne pokrycie przeciw-tarciowe, zmniejszające opór igły podczas wstrzykiwania.

Wyprodukowane w technologii anti-coring - końcówka igły od strony kartridża wyprofilowana w sposób zapobiegający fragmentacji membrany.

Technologia produkcji Insupen - Extreme 3 owocuje nowoczesną geometrią igły z ulepszonym kształtem ostrza który daje bardzo wysoki komfort iniekcji.

Technologia Thin Wall czyli większa średnica wewnętrzna przy zachowanej takiej samej średnicy zewnętrznej pozwala na łatwiejszy i szybszy przepływ, w efekcie skraca czas wstrzyknięcia.

Wszystkie igły do penów Insupen spełniają wymogi normy TYPE A EN ISO 11608-2:2000 i dlatego są kompatybilne ze wszystkimi zgodnymi z tą normą wstrzykiwaczami i penami insulinowymi stosowanych na obszarze UE.

Igły Insupen mogą być stosowane z strzykiwaczami:

Amylin Pharmaceutical: Byetta 5 mcg, Byetta 10 mcg

Berlin Chemie: Berlin Pen Areo 2

Bioton: GensuPen

Lilly: KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Savvio, HumaPen Luxura, HumaPen Luxura HD, Forsteo

Novo Nordisk: FlexPen, FlexTouch, Novopen3, Novopen 4, Novopen 5, Novopen Echo, Novopen Junior, Victoza Pen, InnoLet

Owen Mumford: AutoPen Classic 1-21, AutoPen Classic 2-42, AutoPen 24 1-21, AutoPen 24 2-42

Sanofi: ClickStar, SoloStar, Lyxumia Pen, JuniorStar, AllStar

Ypsomed: Ypsopen