

Link do produktu: <https://redmed.pl/igly-do-penow-insupen-33g-x-4-mm-100-szt-p-1048.html>

Igły do penów Insupen 33G x 4 mm - 100 szt.

Cena

39,96 zł

Dostępność

Czekamy na dostawę

Opis produktu

Bardzo cienka i krótka jednorazowa igła do penów insulinowych. Oferują pacjentom minimalne odczuwanie bólu przy wkłuciu i wstrzyknięciu insuliny w podskórną tkankę tłuszczową, niezależnie od miejsca wkłucia.

Grubość igły: 33G (0,20 mm)

długość igły: 4 mm

Opakowanie: 100 sztuk

Insupen 33G jest najcieńszą igłą z rodziny Insupen które są produkowane z zastosowaniem bezbolesnej technologii "indolore". Może poszczycić się średnicą zewnętrzną o grubości zaledwie 0,20 mm na całej długości kaniuli.

Technologia produkcji Insupen - Extreme 3 owocuje nowoczesną geometrią igły z ulepszonym kształtem ostrza który daje bardzo wysoki komfort iniekcji.

Technologia Thin Wall czyli większa średnica wewnętrzna przy zachowanej takiej samej średnicy zewnętrznej pozwala na łatwiejszy i szybszy przepływ, w efekcie skraca czas wstrzyknięcia.

Trzykrotne ostrzenie zapewniające łatwiejszą penetrację, zmniejszające do minimum dyskomfort pacjenta.

Specjalne pokrycie przeciw-tarciowe, zmniejszające opór igły podczas wstrzykiwania.

Wyprodukowane w technologii anti-coring - końcówka igły od strony kartridża wyprofilowana w sposób zapobiegający fragmentacji membrany.

Wszystkie igły do penów Insupen spełniają wymogi normy TYPE A EN ISO 11608-2:2000 i dlatego są kompatybilne ze wszystkimi zgodnymi z tą normą wstrzykiwaczami i penami insulinowymi stosowanych na obszarze UE.

Igły Insupen mogą być stosowane z strzykiwaczami:

Amylin Pharmaceutical: Byetta 5 mcg, Byetta 10 mcg

Berlin Chemie: Berlin Pen Areo 2

Bioton: GensuPen

Lilly: KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Savvio, HumaPen Luxura, HumaPen Luxura HD, Forsteo

Novo Nordisk: FlexPen, FlexTouch, Novopen3, Novopen 4, Novopen 5, Novopen Echo, Novopen Junior, Victoza Pen, InnoLet

Owen Mumford: AutoPen Classic 1-21, AutoPen Classic 2-42, AutoPen 24 1-21, AutoPen 24 2-42

Sanofi: ClickStar, SoloStar, Lyxumia Pen, JuniorStar, AllStar

Ypsomed: Ypsopen