

Link do produktu: <https://redmed.pl/igly-do-wstrzykiwaczy-insuliny-droplet-32g-6-mm-op200szt-p-854.html>

## Igły do wstrzykiwaczy insuliny Droplet 32g 6 mm op.200szt.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>39,96 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Czekamy na dostawę</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>dzień roboczy do 13:00</b> |
| Numer katalogowy | <b>HTL7217x2</b>              |
| Kod producenta   | <b>7217x2</b>                 |
| Kod EAN / GETIN  | <b>5907996093496</b>          |
| Producent        | <b>.HTL Strefa</b>            |

### Opis produktu

Igły wysokiej jakości zaprojektowane do twoich potrzeb leczenia cukrzycy. Zapewniają komfortowy zastrzyk insuliny, łagodne przenikanie i zminimalizowane odczuwanie bólu. Technologia cienkiej ściany, aby zapewnia precyzyjny przepływ insuliny i sprawne wstrzyknięcie.

- Proste i intuicyjne w obsłudze
- Precyzyjne szlifowanie
- Cienkościenna budowa
- Specjalnie zaprojektowany gwint
- Dopasowane do penów insulinowych od producentów:
  - Novo Nordisk
  - Sanofi
  - Eli Lilly
  - Ypsomed
  - Owen Mumford
  - Haselmeier
  - Berlin-Chemie/Menarini
  - B. Braun

32G (0,23 mm) x 6 mm

200 sztuk

Bezpieczna kontrola cukrzycy:

- Skonsultuj się z profesjonalnym personelem medycznym w celu uzyskania pomocy w wyborze odpowiedniej wersji igły i techniki wstrzykiwania.
- Postępuj zgodnie z instrukcją użycia igły insulinowej i wstrzykiwacza.
- Po użyciu nałóż zewnętrzną nasadkę ochronną.
- Zawsze wyrzucaj zużyte igły zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nigdy nie wykorzystuj ponownie lub udostępniaj igły komuś innemu. Igły są wyłącznie do jednorazowego użytku.

**#KupujŚwiadomie #ProduktPolski**