

Link do produktu: <https://redmed.pl/ilosciowy-analizator-do-oznaczania-tsh-i-psa-krwi-wlosniczkowej-z-palca-p-729.html>

Ilościowy analizator do oznaczania TSH i PSA \ krwi włosniczkowej z palca

Cena	9 999,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MAMSIAIO185AE1921429E

Opis produktu

Analizator przeznaczony jest do użycia w placówkach medycznych w celach diagnostycznych. Służy do immunochromatograficznego oznaczania ilościowo swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) oraz poziomu tyreotropiny (TSH) z krwi pełnej. Do badania można użyć krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca lub płatka ucha, jak i również świeżej krwi żyłnej, a całość badania trwa zaledwie kilka minut.

Zakres pomiarowy:

- TSH 0,5 mIU/l - 20 mIU/l
- PSA 0,33 ng/ml - 20 ng/ml

Czas badania:

- ~15 min.

Temperatura pracy:

- 5°C - 40°C

Wilgotność:

-

Powtarzalność:

- C.V.*

Precyzja:

- C.V.*

*C.V. - współczynnik zmienności