

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-dla-dzieci-i-niemowlat-omron-ne-c801-kd-z-nebulizatorem-p-1311.html>



Inhalator dla dzieci i niemowląt Omron NE-C801 KD z Nebulizatorem

Numer katalogowy	NE-C801S-KDE(V)
Kod EAN / GETIN	4015672105621
Producent	Omron

Opis produktu

Inhalator tłokowy Omron NE-C801 KD jest wyjątkowo cichym urządzeniem, przeznaczonym do użytku domowego. Niedrogi i niezawodny, szczególnie polecany do pracy z dziećmi ze względu na bardzo niski poziom dźwięku w czasie pracy.

Cichy Nebulizator - poziom hałasu tylko 46 dB (inne modele 53 - 60 dB).

Unikalna technologia V.V.T. (Virtual Valve Technology - technologia wirtualnych zaworów), łatwy do podłączenia i rozłączania, bardzo lekki (około 300g).

Niewielka masa kompresora

Bogaty zestaw: praktyczna saszetka, maska dla dzieci, maska dla niemowląt, ustnik

W zestawie 1 zabawka na nebulizator (żółty miś)

Dane techniczne Omron NE-C801 KD:

- Zasilanie: 100-240 V ~ 350 mA, 50/60 Hz
- Waga: ok. 270 g (sam kompresor)
- Wymiary: ok. 142 × 72 × 98 [mm]
- Wielkość cząstki: MMAD przeciętnie 3,0 µm
- Pojemność zbiornika na lek: maks. 7 ml
- Właściwe ilości leku: 2-7 ml
- Głośność: 46 dB
- Tempo nebulizacji: 0,3 ml/min

W zestawie:

- Nebulizator Omron NE-C801 KD
- Zestaw nebulizatora Omron V.V.T.
- 1 zabawka na nebulizator (żółty miś)
- Przewód powietrza (PCW, 100 cm)
- Maska dla dzieci (PCW)
- Maska dla niemowląt (PCW)
- Ustnik
- Zapasowe filtry powietrza 5 sztuk
- Etui do przechowywania
- Zasilacz sieciowy
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna