

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-dla-dzieci-microlife-neb-400-mis-p-1249.html>



Inhalator dla dzieci Microlife NEB 400 Miś

Opis produktu

Najnowszy model inhalatora tłokowego Microlife, zaprojektowany specjalnie do terapii leczniczej dzieci. Profesjonalny inhalator ukryty w przyjaznej dla dzieci obudowie.

Microlife NEB 400 Miś został zaprojektowany z myślą o najmłodszych pacjentach, jego wygląd jest możliwie jak najbardziej przyjazny. Mimo swojej obudowy, inhalator pozostaje urządzeniem który używać osoby w każdym wieku.

Przeznaczony jest w terapii górnych i dolnych dróg oddechowych z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub leków w postaci przeznaczonej do nebulizacji, zaleconych przez lekarza prowadzącego.

Microlife NEB 400 w formie misia jest przemyślaną konstrukcją z doskonałą jakością wykonania, oraz brak ostrych krawędzi.

Cichszy niż większość inhalatorów tłokowych dostępnych na rynku.

Bogate wyposażenie: 2 maski, końcówka do nosa, ustnik, zapasowe filtry, etui

Dane Microlife NEB 400

- Kompresor tłokowy
- Wydajność nebulizatora: 0,4 ml/min (NaCl)
- Rozmiar cząsteczek (NaCl): 3,1 um 71,2%
- Pojemność nebulizatora: 8 ml (min. 2 ml)
- Wydajność nawiewu: 15 l/min
- Poziom głośności: 52 dBa
- Praca: przerywana
- Czas pracy: 30 min pracy/30 min odpoczynku
- Waga: ok 1,4 kg
- Wymiary: 200 x 183 x 153 mm
- Długość kabla sieciowego: 1,6 m
- Zasilanie: 230 V
- Przewidywana żywotność: 1000 godzin pracy
- Spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

W zestawie:

- Inhalator dla dzieci Microlife NEB 400 Miś
- Nebulizator (pojemnik na lek)
- Maseczka dla dzieci
- Maseczka dla dorosłych
- Przewód powietrza
- Ustnik
- Kończówka do nosa
- Etui
- Zapasowe filtry powietrza
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna