

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-dla-dzieci-pic-solution-miss-bibi-p-1294.html>



Inhalator dla dzieci PiC Solution Miss Bibi

Opis produktu

Inhalator tłokowy w kształcie żółwia Miss Bibi to nowość 2019. Szybkie i efektywne narzędzie medyczne dla całej rodziny. Polecany szczególnie dla najmłodszych do 3 roku życia. Wygląd przyjazny dla dzieci.

Zastosowana technologia mikrotłokowa sprawia, że Miss Bibi pochwalić się może niewielkimi rozmiarami, a ponadto zmniejszone zostały zarówno głośność, jak i długość trwania zabiegu, przy zachowaniu wysokiej skuteczności.

W zestawie z nową, szybszą komorą nebulizacyjną PiC ActiFast Pro.

Najnowszy inhalator dla dzieci firmy Pic Solution ma zastosowanie w terapii dróg oddechowych z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub leków w postaci przeznaczonych do nebulizacji, zaleconych przez lekarza prowadzącego.

Zastosowana technologia mikrotłokowa sprawia, że Miss Bibi pochwalić się może niewielkimi rozmiarami, a ponadto zmniejszone zostały zarówno głośność, jak i długość trwania zabiegu, przy zachowaniu wysokiej skuteczności.

75% wytwarzanego przez Miss Bibi aerozolu składa się z cząsteczek o wielkości odpowiedniej dla dolnych dróg oddechowych.

Inhalator Miss Bibi posiada schowek na akcesoria oraz uchwyt na nebulizator przydatny w czasie przerw w terapii. Wyposażony w filtr zapewniający czystość powietrza podczas inhalacji oraz etui do przechowywania inhalatora.

Inhalator tłokowy Pic Solution Miss Bibi wyposażony jest w komorę nebulizacyjną ActiFast PRO pozwalającą na głębszą penetrację w drogach oddechowych, co zapewnia więcej nebulizowanych cząsteczek docierających do dróg oddechowych w porównaniu z tradycyjną komorą.

Inhalatory marki PiC Solution od lat cieszą się opinią nie tylko wysokiej jakości wyrobów medycznych kształtach i wykonanych z trwałych, ale również niebanalnie zaprojektowanych, z miłych w dotyku tworzyw.

DLS (Design Language Solution) – rewolucja zainspirowana przez naszych klientów Ergonomia - Wygoda - Łatwość obsługi - Design: te 4 pojęcia są filarami DLS – unikalnej i wyjątkowej idei projektowania wyrobów medycznych PiC Solution, odpowiadającej na wymagania, oczekiwania, potrzeby i marzenia użytkowników. Dzięki DLS marka PiC Solution jest jeszcze bliżej każdego człowieka, wsłuchując się w niego i tworząc technologie jeszcze bardziej przyjazne w codziennym funkcjonowaniu.

Inhalator tłokowy Pic Solution Miss Bibi wyposażony jest w komorę nebulizacyjną ActiFast PRO pozwalającą na głębszą penetrację w drogach oddechowych, co zapewnia więcej nebulizowanych cząsteczek docierających do dróg oddechowych w porównaniu z tradycyjną komorą

DLS (Design Language Solution) – rewolucja zainspirowana przez naszych klientów Ergonomia - Wygoda - Łatwość obsługi - Design : te 4 pojęcia są filarami DLS – unikalnej i wyjątkowej idei projektowania wyrobów medycznych PiC Solution, odpowiadającej na wymagania, oczekiwania, potrzeby i marzenia użytkowników

Dzięki DLS marka PiC Solution jest jeszcze bliżej każdego człowieka, wsłuchując się w niego i tworząc technologie jeszcze bardziej przyjazne w codziennym funkcjonowaniu!

Specyfikacja techniczna Pic Solution Miss Bibi :

- MMAD:
- Frakcja oddechowa: > 75,00%

- Tempo nebulizacji: > 0,30 ml/min.
- Pojemność komory nebulizacyjnej: min. 2 ml; maks. 10 ml
- Przepływ maksymalny: 14 l/min.
- Przepływ operacyjny: 6 l/min.
- Ciśnienie maksymalne: 2,4 bar
- Ciśnienie operacyjne: 0,78 bar
- Warunki używania urządzenia: 20 min. WŁ. - 40 min WYŁ.
- Waga: 0,8 kg (bez akcesoriów)
- Zasilanie: 230VAC

Zawartość

- Inhalator Pic Solution Miss Bibi
- Nebulizator PiC ActiFast (pojemnik na lek)
- Maski dla dorosłych
- Maski dla dzieci
- Ustnik
- Aplikator donosowy
- Przewód powietrzny
- Zapasowe filtry powietrza
- Torba na inhalator
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna