

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-kompresorowy-microlife-neb-1000-3-maski-p-1253.html>



Inhalator kompresorowy Microlife NEB 1000 +3 Maski

Cena

250,00 zł

Opis produktu

Najnowszy inhalator tłokowy Microlife NEB 1000 to wysokiej jakości urządzenie przeznaczone dla całej rodziny, charakteryzuje się szybkim procesem inhalacji oraz wysoką skutecznością nebulizacji.

Microlife NEB 1000 mieści się w niewielkiej, ergonomicznej obudowie, która umożliwia łatwe przenoszenie go. Jest tak mały, że bez trudu mieści się w dłoni.

Inhalator Microlife NEB 1000 jest odpowiedni do podawania wszystkich najpopularniejszych leków (np. Pulmicort, Mucosolvan-krople, Berodual) oraz soli fizjologicznej i roztworów soli leczniczych.

Ten inhalator ma na wyposażeniu pojemnik na lek NEB PRO z systemem zaworów redukuje straty leków podczas wydechu. Nebulizator NEB PRO posiada dużą pojemność 16 ml, oraz podziałkę ułatwiającą dawkowanie leków.

Dodatkowo do urządzenia są dołączone 3 maski GRATIS

Dane techniczne Microlife NEB 1000

- Kompresor tłokowy
- Tryb pracy: praca przerywana (30 minut praca / 30 minut przerwa)
- Wydajność nebulizatora: (NaCl 0,9%) 0,45 ml/min
- Rozmiar cząsteczek: 3,11 µm (MMAD 0,9 % NaCl)
- Ilość cząstek poniżej 5 mikro metrów: 75% (NaCl 0,9 %)
- Wydajność nawiewu: 12 l/min
- Pojemność zbiornika na lek (NEB PRO): min. 2 ml, max. 16 ml
- Ilość osadu: 0,7 ml
- Poziom hałasu: 51 dBA
- Waga: ok. 400 gram
- Rozmiar: 131 x 98 x 51,5 mm
- Zasilanie: sieć 100-240 V AC ; wyjście: 12V DC, 2A
- Normy: EN 13544-1; EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-1-11; CE0434

W zestawie:

- Inhalator Microlife NEB 1000
- Nebulizator NEB PRO (pojemnik na lek)
- Zasilacz sieciowy
- Maseczka dla dzieci
- Maseczka dla dorosłych
- Dodatkowa maseczka (do wyboru dla dzieci lub dla dorosłych, prosimy o informację w uwagach)
- Przewód powietrzny
- Ustnik
- Końcówka do nosa
- Etui
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna