

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-microlife-neb-100b-nebby-compact-basic-p-1237.html>



Inhalator Microlife NEB 100B Nebby - Compact Basic

Opis produktu

Inhalator NEB 100B Nebby - Compact Basic Microlife to wysokiej jakości inhalator przeznaczony dla całej rodziny. Charakteryzuje się szybkim procesem inhalacji oraz wysoką skutecznością nebulizacji. Jest odpowiedni do podawania wszystkich najpopularniejszych leków (np. Pulmicort, Mucosolvan-krople, Berodual) oraz soli fizjologicznej i roztworów soli leczniczych.

Nebulizator posiada podziałkę ułatwiającą dawkowanie leków

Kompaktowy - niewielkie wymiary

uchwyt na nebulizator, uchwyt do przenoszenia, schowek na przewód zasilający)

Bogate wyposażenie

Parametry inhalatora NEB 100B Nebby - Compact Basic

- Kompresor tłokowy
- Wydajność nebulizatora: 0,35 ml/min
- Rozmiar cząsteczek:(Na Cl) 2,61 um [mikro metra]
- Frakcja oddechowa: 75%
- Pojemność nebulizatora: 12 ml (min. 2 ml)
- Maksymalne ciśnienie: 1,85 bar
- Wydajność nawiewu: 12 l/min
- Poziom głośności: 56dBa
- Długość kabla sieciowego: 1,5 m
- Zasilanie: 230 V
- Czas pracy: 30 min pracy/30 min odpoczynku
- Waga: 1200g
- Wymiary: 140x150x120 mm
- Zgodność z normami EN 13544-1; EN 60601-1;EN 60601-1-2; CE0434

W zestawie

- Microlife NEB 100B Nebby - Compact Basic
- Nebulizator (pojemnik na lek)
- Przejściówka "L"
- Maseczka dla dzieci
- Maseczka dla dorosłych
- Przewód powietrzny
- Ustnik
- Końcówka do nosa
- Filtry zapasowe (3 szt)
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna