

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-mr-carrot-nebulizator-rino-shower-p-1229.html>



Inhalator Mr CARROT + nebulizator RINO Shower

Opis produktu

Zestaw inhalator dla dzieci PiC Solution Mr Carrot z nebulizatorem (irygator) do zatok Rino Shower.

Inhalator Mr Carrot marki PiC Solution jest profesjonalnym wyrobem medycznym, ukrytym w zabawnej obudowie, aby był lepiej akceptowalny dla młodszych dzieci. Specjalnie opracowany kształt bez ostrych krawędzi.

Czym wyróżnia się inhalator Mr Carrot

Szybki i efektywny. Idealny dla całej rodziny

Bardzo duża wydajność: ponad 74% wytwarzanego przez mr Carrot aerozolu składa się z cząsteczek o wielkości odpowiedniej dla dolnych dróg oddechowych

Niezwykle szybki: 0,29 ml/min.

Wysoka jakość: Inhalatory Mr Carrot zostały przetestowane na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu w Padwie - prestiżowej włoskiej uczelni.

Idealny dla całej rodziny: inhalator Mr Carrot posiada w zestawie nowoczesną maskę Air Soft 2w1 dla (dorosłych i dla dzieci) oraz ustnik i końcówkę donosową.

Piękny design: Inhalatory marki PiC Solution od lat cieszą się opinią nie tylko wysokiej jakości wyrobów medycznych, ale również niebanalnie zaprojektowanych, o urzekających kształtach i wykonanych z trwałych i przyjemnych w dotyku materiałów.

Praktyczny i funkcjonalny: posiada wygodną rączkę do przenoszenia i uchwyt na komorę przydatny w czasie przerw w terapii. Wyposażony jest także w filtr zapewniający czystość powietrza podczas inhalacji.

Specyfikacja techniczna:

- MMAD: 3 μ m
- Pojemność komory nebulizacyjnej: 5 ml
- Przepływ maksymalny: 17 l/min.
- Przepływ roboczy: 8 l/min.
- Ciśnienie maksymalne: 2,4 bar
- Ciśnienie robocze: 0,7 bar
- Szybkość nebulizacji: 0,29 ml/min.
- * % cząsteczek 74%
- Warunki używania: 20 min. ON, 40 min. OFF
- Waga: 1,7 kg

Inhalator Mr Carrot wyposażony jest w komorę nebulizacyjną Sidestream pozwalającą na głębszą penetrację w drogach oddechowych, co zapewnia 30% więcej nebulizowanych cząsteczek docierających do dróg oddechowych w porównaniu z tradycyjną komorą. Ponadto komora zapewnia bardzo szybką nebulizację: ta sama ilość leku jest nebulizowana w czasie krótszym o połowę niż w przypadku tradycyjnej komory.

Do zestawu z inhalatorem Mr Carrot dodany jest dodatkowy nebulizator do zatok Rino Shower do oczyszczenia nosa i usunięcia wydzieliny przed terapią nebulizacyjną dla zwiększenia jej efektywności poprzez oczyszczenie górnych dróg oddechowych do terapii z dodatkiem zaleczonego leku.

Nebulizator Rino Shower cechuje się:

- końcówka typu "2 w 1"
- higiena i wygoda - wbudowany pojemnik na wydzieliny
- pojemność zbiornika na roztwór do irygacji: 20 ml
- regulacja intensywności strumienia
- prosta obsługa jednym przyciskiem
- łatwe czyszczenie

Zestaw zawiera:

- Inhalator Mr Carrot z komorą nebulizacyjną Sidestream,
- Irygator Rino Shower,
- Maska Air Soft 2w1 (maska dla osoby dorosłej i dziecka),
- Ustnik,
- Aplikator donosowy,
- Przewód połączeniowy,
- Zapasowe filtry powietrza,
- Instrukcje obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna,