

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-omron-c101-essential-z-nebulizatorem-p-1286.html>

Inhalator Omron C101 Essential z Nebulizatorem

Numer katalogowy	NE-C101-E
Kod EAN / GETIN	4015672111073
Producent	Omron

Opis produktu

Najnowszy Inhalator pneumatyczno-tłokowy do pracy ciągłej firmy Omron.

Wytwarza cząsteczki o niewielkich wymiarach, które głęboko penetrują dolne drogi oddechowe i osadzają się w pęcherzykach płucnych co jest istotne dla pacjentów z astmą

Omron C101 Essential jest łatwy w użyciu i czyszczeniu, do tego charakteryzuje się wysoką niezawodnością.

Duża szybkość inhalacji i widoczna mgiełka.

Prosty, wydajny i niezawodny w leczeniu.

Dane techniczne Omron C101 Essential

- Wielkość cząstki: MMAD = 2,6 μ m
- Tempo nebulizacji: 0,35 ml/min (NaCl 0,9%)
- Pojemność zbiornika na lek: 12 ml
- Właściwe ilości leku: 2-12 ml
- Pozostałości leku: 0,7 ml
- Głośność pracy urządzenia: 58 dB
- Masa około 1,05 kg (tylko kompresor)
- Wymiary: ok. 182x145x124 [mm]
- Zasilanie: 230V
- Pobór mocy 150VA

W zestawie:

- Omron C101 Essential (NE-C101-E)
- Nebulizator (pojemnik na lek)
- Przewód powietrza 1m
- Maseczka dla dzieci
- Maseczka dla dorosłych
- Ustnik
- Końcówka do nosa
- Polska instrukcja obsługi