

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-omron-duo-baby-nebulizator-i-aspirator-p-1250.html>

Inhalator Omron Duo Baby + Nebulizator i Aspirator

Numer katalogowy	NE-C301-E
Kod EAN / GETIN	4015672110342
Producent	Omron

Opis produktu

Najnowszy inhalator tłokowy Omron Duo Baby NE-C301-E z aspiratorem pomagającym usunąć nadmiar wydzieliny z noska dziecka.

Dodatkowo do Omron Duo Baby dodana jest maska dla dorosłych i 3 zapasowe filtry powietrza.

Nowatorskie i unikalne rozwiązanie: aspirator umożliwia oczyszczenie noska a nebulizator z wymiennymi głowicami umożliwia skuteczną terapię górnych i dolnych dróg oddechowych

Inhalator przeznaczony do terapii oddechowej, zapewnia skuteczne leczenie astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli, alergii oraz innych chorób układu oddechowego. Omron Duo Baby jest wydajny i niezawodny w leczeniu.

Zielona głowica nebulizatora umożliwia terapię górnych dróg oddechowych np. w przypadku przeziębienia lub kataru siennego.

Niebieska głowica nebulizatora umożliwia terapię dolnych dróg oddechowych w przypadku np. astmy zapalenia oskrzeli, zapalenia oskrzelików.

Obudowa posiada schowek na kabel sieciowy i akcesoria.

Przeznaczony jest dla dzieci od 1 miesiąca oraz osób dorosłych.

Dane techniczne Omron Duo Baby:

- Wielkość cząstki:
 - Zielona głowica: MMAD = ok. 9,0 μ m
 - Niebieska głowica: MMAD = ok. 4,0 μ m
- Tempo nebulizacji:
 - Zielona głowica: 0,4 ml/min
 - Niebieska głowica: 0,2 ml/min
- Pojemność zbiornika na lek: 12 ml
- Właściwe ilości leku: 1-12 ml
- Głośność pracy urządzenia: 63 dB
- Masa około 1,7 kg (tylko kompresor)

W zestawie:

- Omron Duo Baby NE-C301-E
- Aspirator do nosa
- Nebulizator (pojemnik na lek) z wymiennymi głowicami (zielona + niebieska)
- Przewód powietrza
- Maseczka dla dzieci
- Ustnik
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

PROMOCYJNIE:

Maseczka dla dorosłych

Zapasowe filtry powietrza 3 szt.

