

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-philips-respironics-innospire-essence-nebulizator-sidestream-nebulizator-rino-shower-termometr-vedo-family-sol-fizjologiczna-p-1225.html>



Inhalator Philips Respironics InnoSpire Essence + nebulizator SideStream + nebulizator Rino Shower + termometr Vedo Family + Sól fizjologiczna

Opis produktu

Unikatowy zestaw zawiera inhalator tłokowy Philips Respironics InnoSpire Essence z nebulizatorem SideStream, dodatkowy nebulizator do oczyszczania nosa i zatok PiC Solution Rino Shower, oraz termometr elektroniczny PiC Solution Vedo Family i 10 ampułek soli fizjologicznej 5 ml

Szybka i skuteczna terapia górnych i dolnych dróg oddechowych dzięki zastosowaniu nebulizatorów Sidestream oraz Rino Shower

Najnowszej generacji rodzinny inhalator pneumatyczno-tłokowy Philips Respironics Innospire Essence charakteryzuje się doskonałymi parametrami aerozolu, bogatym wyposażeniem oraz najwyższą jakością wykonania. Jest to następca znanego i cenionego modelu Philips Respironics Family.

Łatwy i wygodny w użyciu inhalator tłokowy Philips Respironics InnoSpire Essence charakteryzuje się doskonałą jakością wykonania.

Inhalator Philips Respironics InnoSpire Essence bardzo efektywnie i ekonomicznie pracuje z nebulizatorami Sidestream, który charakteryzują się aktywnym systemem Venturi zapewniającym dodatkowy przepływ powietrza, co sprawia, że podawanie leku jest szybsze a czas leczenia krótszy.

Doskonałe parametry aerozolu

MMAD: 2,9 mikrona

Ilość cząstek poniżej 5 mikronów: 77 %

Czas nebulizacji: 6-8 min dla 2,5 ml leku

Dodatkowy nebulizator do oczyszczania nosa i zatok PiC Solution Rino Shower

Nebulizator do oczyszczania zatok PiC Solution Rino Shower to łatwe w użyciu i efektywne urządzenie rozpylające, przydatne w leczeniu zatok przynosowych i górnych partii dróg oddechowych.

Nebulizator ten stosowany jest przy nieżycie nosa, suchości nosa (suchość błony śluzowej), przeziębieniach, alergiach, ekspozycjach na kurz i katarze.

Specyfikacja techniczna:

- Tryb pracy: 30 min. włączony / 30 min. wyłączony
- Nebulizator Sidestream
- MMAD: 2,9 μ m
- Frakcja respirabilna 77%
- Czas nebulizacji: 6-8 min dla 2,5 ml leku
- Maksymalna pojemność napełniania nebulizatora: 8 ml
- Minimalna pojemność napełniania: 2 ml
- Wartość rezydualna (pozostałość leku): 0,5 ml
- Zalecany okres użytkowania pojemnika na lek: do 6 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania
- Maksymalne ciśnienie: 3,17 bara
- Maksymalny przepływ: 8 l/min
- Przepływ roboczy: 6 l/min
- Głośność 58 +/- 3 dBA

- Waga: 1,5 kg
- Wymiary: 165 x 165 x 108 mm
- Zasilanie: 230V / 50 Hz

W zestawie:

- Inhalator Philips Respironics InnoSpire Essence
- Nebulizator SideStream
- Nebulizator do zatok PiC Solution Rino Shower
- Termometr elektroniczny z etui Vedo Family
- Sól fizjologiczna 10 ampułek x 5 ml
- Ustnik
- Maska dla dzieci
- Maska dla dorosłych
- Przewód powietrzny
- Filtry powietrza: 1 zainstalowany + 1 zapasowy
- Polska instrukcja obsługi