

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-pic-solution-air-family-evolution-nebulizator-rino-shower-p-1312.html>



Inhalator PiC Solution Air Family Evolution + Nebulizator Rino Shower

Opis produktu

Inhalator tłokowy Air Family Evolution to zaawansowany technologicznie, kompleksowe urządzenie, stworzone dla całej rodziny. Upraszcza i przyspiesza każdy etap terapii nebulizacyjnej, od przygotowania do przechowywania.

Na wyposażeniu standardowym Air Family Evolution można znaleźć innowacyjną komorę nebulizacyjną PiC ActiFast PRO, oraz dodatkowo nebulizator do zatok Rino Shower.

Inhalator tłokowy Air Family Evolution jest przeznaczony do terapii dróg oddechowych z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub leków w postaci przeznaczonej do nebulizacji, zaleconych przez lekarza prowadzącego.

Najnowsza wersja popularnego modelu Air Family ma kompaktowe wymiary i praktyczną obudowę ze schowkiem na akcesoria.

Posiada wygodną rączkę do przenoszenia i uchwyt na komorę przydatny w czasie przerw w terapii. Wyposażony jest także w filtr zapewniający czystość powietrza podczas inhalacji oraz etui do przechowywania inhalatora.

Inhalator tłokowy Pic Solution Air Family Evolution wyposażony jest w komorę nebulizacyjną ActiFast PRO pozwalającą na głębszą penetrację w drogach oddechowych, co zapewnia 30% więcej nebulizowanych cząstek docierających do dróg oddechowych w porównaniu z tradycyjną komorą.

Ponadto komora nebulizacyjna Pic ActiFast PRO zapewnia bardzo szybką nebulizację: ta sama ilość lekarstwa jest nebulizowana w czasie krótszym o połowę niż w przypadku tradycyjnej komory nebulizacyjnej.

Dodatkowy nebulizator do zatok Rino Shower z końcówką typu "2 w 1".

- Ma zastosowanie do oczyszczenia nosa i usunięcia wydzieliny przed terapią nebulizacyjną do zwiększenia jej efektywności. Ma prostą obsługę jednym przyciskiem.
- Wbudowany pojemnik na wydzieliny.
- Pojemność zbiornika na roztwór do irygacji: 20 ml.
- Regulacja intensywności strumienia.
- Łatwy do czyszczenia.

PiC Solution DLS jest sposobem, aby producent był jeszcze bliżej każdego człowieka, wsłuchując się w niego i tworząc technologie jeszcze bardziej przyjazne w codziennym funkcjonowaniu.

DLS (Design Language Solution) – rewolucja zainspirowana przez naszych klientów Ergonomia - Wygoda - Łatwość obsługi - Design : te 4 pojęcia są filarami DLS – unikalnej i wyjątkowej idei projektowania wyrobów medycznych PiC Solution, odpowiadającej na wymagania, oczekiwania, potrzeby i marzenia użytkowników.

Specyfikacja techniczna Air Family Evolution:

- MMAD: 3,24 μm
- Frakcja oddechowa: 74,01%
- Współczynnik rozpylania: > 0,34 ml/min.
- Pojemność komory nebulizacyjnej: min. 2 ml; maks. 10 ml
- Przepływ maksymalny: 22 l/min.
- Przepływ operacyjny: 8 l/min.
- Ciśnienie maksymalne: 2,8 bar
- Ciśnienie operacyjne: 1 bar
- Warunki używania urządzenia: 20 min. WŁ. - 40 min WYŁ. przy 40°C
- Waga: 1,6 kg
- Zasilanie: 230VAC

Zawartość zestawu

- Inhalator AiR Family Evolution
- Nebulizator PiC ActiFast (pojemnik na lek)
- Nebulizator Rino Shower
- Maska dla dorosłych
- Maska dla dzieci
- Ustnik
- Aplikator donosowy
- Przewód powietrzny
- Zapasowe filtry powietrza
- Torba na inhalator
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna