

Link do produktu: <https://redmed.pl/inhalator-tlokowy-air-family-ii-nebulizator-rino-shower-p-1252.html>



Inhalator tłokowy Air Family II + nebulizator Rino Shower

Opis produktu

Inhalator tłokowy Air Family II w zestawie z dodatkowym nebulizatorem do zatok Rino Shower umożliwia kompletną terapię górnych i dolnych dróg oddechowych.

Inhalator tłokowy Air Family II jest przeznaczony do terapii górnych i dolnych dróg oddechowych z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub leków w postaci przeznaczonej do nebulizacji, zaleconych przez lekarza prowadzącego.

Doskonała wydajność: 85% wytwarzanego przez Air Family II aerozolu składa się z cząsteczek o wielkości odpowiedniej dla dolnych dróg oddechowych.

Inhalatory PiC Solution od lat cieszą się opinią nie tylko wysokiej jakości wyrobów medycznych, ale również z świetnym designem, o niebanalnych kształtach i wykonanych z trwałych i przyjemnych w dotyku materiałów.

Posiada wygodną rączkę do przenoszenia i uchwyt na komorę przydatny w czasie przerw w terapii.

Wyposażony jest także w filtr zapewniający czystość powietrza podczas inhalacji oraz etui do przechowywania inhalatora.

Sprytny schowek na akcesoria, umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie akcesoriów inhalacyjnych. Pokrywa z otworami wentylacyjnymi stanowi wygodny schowek do osuszenia akcesoriów po ich umyciu.

Inhalator Air Family II posiada w zestawie nowoczesną maskę Air Soft 2w1 (dla dorosłych i dzieci) oraz ustnik i końcówkę do nosową.

Inhalator tłokowy Pic Solution AiR Family II wyposażony jest w komorę nebulizacyjną Sidestream, pozwalającą na głębszą penetrację w drogach oddechowych, co zapewnia 30% więcej nebulizowanych cząsteczek docierających do dróg oddechowych w porównaniu z tradycyjną komorą.

Ponadto komora nebulizacyjna Sidestream zapewnia bardzo szybką nebulizację: ta sama ilość lekarstwa jest nebulizowana w czasie krótszym o połowę niż w przypadku tradycyjnej komory nebulizacyjnej.

Specyfikacja inhalatora Air Family II:

- Rozmiar cząstek MMAD: 2,52 mikrona
- Pojemność komory nebulizacyjnej: 10 ml
- Przepływ maksymalny: 19 l/min
- Przepływ roboczy: 8 l/min
- Ciśnienie maksymalne: 3,6 atm
- Ciśnienie robocze: 1,1 atm
- % cząsteczek
- Warunki używania: 20 min. ON, 40 min. OFF
- Waga: 1,6 kg

Dodatkowy irygator/nebulizator do zatok Rino Shower

- Do oczyszczenia noszdrzy i usunięcia wydzieliny przed terapią nebulizacyjną dla zwiększenia jej efektywności poprzez oczyszczenie górnych dróg oddechowych
- do terapii z dodatkiem zaleconego lekarstwa
- końcówka typu "2 w 1"
- higiena i wygoda - wbudowany pojemnik na wydzieliny
- pojemność zbiornika na roztwór do irygacji: 20 ml



-
- regulacja intensywności strumienia
 - prosta obsługa jednym przyciskiem
 - łatwe czyszczenie

Uwaga: działa wyłącznie z inhalatorem tłokowym, nie pracuje samodzielnie.

Zawartość zestawu:

- Inhalator AiR Family II z komorą nebulizacyjną Sidestream,
- Irygator Rino Shower
- Maski Air Soft 2w1 (maska dla osoby dorosłej i dziecka),
- Ustnik,
- Aplikator donosowy,
- Przewód powietrzny (100 cm),
- Zapasowe filtry powietrza (5szt),
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Karta gwarancyjna.