

Link do produktu: <https://redmed.pl/irygator-nebulizator-do-nosa-rossmax-nw1-p-1258.html>



Irygator – nebulizator do nosa Rossmax NW1

Opis produktu

Irygator / nebulizator do nosa NW1 jest narzędziem do inhalatorów tłokowych, specjalnie do płukania oraz leczenia jam nosa i gardła dolnego, dla dorosłych i dzieci, roztworem soli lub leczniczymi roztworami do terapii aerozolowej.

Rossmax NW1 jest przeznaczony do użytku domowego i szpitalnego.

Narzędzie medyczne do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, nosogardzieli. Usuwa wydzieliny, śluz i katar. Łagodzi objawy alergiczne.

Prosta obsługa jednym przyciskiem.

Dzięki 3 miękkim silikonowym nasadkom irygator może być stosowany u osób dorosłych i dzieci. Nasadki zapewniają wygodne i delikatne przyleganie oraz niezawodne uszczelnienie.

Wytwarzany aerozol jest odpowiedni do terapii górnych dróg oddechowych.

Wbudowany pojemnik na wydzieliny.

Wykonane z biokompatybilnych, niealergizujących materiałów oraz pozbawione lateksu i BPA.

Irygator do płukania nosa 10 ml roztworu w około 2 minuty.

Uwaga: Irygator Rossmax NW1 współpracuje z większością inhalatorów tłokowych, nie pracuje samodzielnie - nie współpracuje z inhalatorami Omron C802, Omron C803.

Dane techniczne Rossmax NW1

- Pojemność komory: max 20 ml
- Wymiary: 147 x 62,5 x 53 mm
- Waga: 52,5 g
- Rozmiar nasadek: S:6,5mm ; M:7,6mm ; L:9mm
- Tempo nebulizacji ok 2,5-3,5 ml/min (zależne od typu kompresora)

W zestawie:

Irygator Rossmax NX1

Polska instrukcja obsługi