

Link do produktu: <https://redmed.pl/kapilary-pipety-pts-15l-25-szt-p-557.html>

## Kapilary Pipety PTS 15μl 25 szt.

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena            | <b>29,70 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>39,96 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b>          |
| Kod EAN         | <b>381932863018</b>        |
| Producent       | <b>PTS Diagnostics</b>     |

### Opis produktu

Kapilary mają specjalną konstrukcję pojedynczej szklanej szyjki w obudowie z tworzywa sztucznego zakończonego miękką gruszką do dozowania zawartości. W projekcie kapilar użyto technologie samo pochłaniania, dzięki której każda próbka jest dokładnie o zadanej objętości kapilary. Cechy Kapilar PTS:

- Pojemność 15μl, oznaczona kolorem kodowym
- Zapewniają szybką, efektywną i oszczędną pracę.
- Łatwe w użyciu - nie ma potrzeby montażu.
- Doskonale do pobierania krwi dla różnych zastosowań medycznych.
- Do posługiwania się wystarczy jedna ręka.