

Link do produktu: <https://redmed.pl/kapilary-pipety-pts-15l-25-szt-pts-collect-capillary-tubes-p-557.html>

Kapilary Pipety PTS 15µl 25 szt. PTS Collect™ capillary tubes

Cena	16,20 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	PTS2863
Kod producenta	2863
Kod EAN / GETIN	381932863018
Producent	.PTS Diagnostics

Opis produktu

Kapilary mają specjalną konstrukcję pojedynczej szklanej szyjki w obudowie z tworzywa sztucznego zakończonego miękką gruszką do dozowania zawartości. W projekcie kapilar użyto technologie samo pochłaniania, dzięki której każda próbka jest dokładnie o zadanej objętości kapilary.

Cechy Kapilar PTS:

- Pojemność 15µl, oznaczona kolorem kodowym
- Zapewniają szybką, efektywną i oszczędną pracę.
- Łatwe w użyciu – nie ma potrzeby montażu.
- Doskonałe do pobierania krwi dla różnych zastosowań medycznych.
- Do posługiwania się wystarczy jedna ręka.