

Link do produktu: <https://redmed.pl/kasety-testowe-alere-cholestech-ldx-profil-lipidowy-glukoza-10szt-p-1576.html>

Kasety testowe Alere Cholestech LDX Profil Lipidowy + Glukoza 10szt./op.

Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Kaseta testowa Profil lipidowy + GLU systemu Alere Cholestech LDX[®] służy do ilościowego oznaczania cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, trójglicerydów i glukozy we krwi pełnej. Dodatkowo wyliczany przez analizator Alere Cholestech LDX[®] współczynnik TC/HDL, szacunkowe wartości LDL i cholesterolu nie-HDL.

Szybki: wyniki w 5 minut

Elastyczny: Próbkę z nakłucia palca lub pełna krew żylna

Wygodny: wielkość próbki wynosi 40 µl

Kaseta Alere Cholestech LDX[®] Profil lipidowy + GLU jest częścią systemu diagnostycznego POCT, do użycia wymaga analizatora Alere Cholestech LDX[®].

System Alere Cholestech LDX[®] to mały profesjonalny zestaw analizatora, drukarki i dedykowanych kaset testowych do oznaczania profilu lipidowego i glukozy przy pomocy jednego pomiaru z krwi pobranej z palca. Cechujący się doskonałą jakością uzyskiwanych wyników. Łatwy w użyciu i zapewnia szybkie, niezawodne wyniki.

System Alere Cholestech LDX[®] służy wyłącznie do diagnostyki in vitro.

Kaseta Profilu Lipidowego + Glukoza mierzy:

- TC: całkowitą ilość cholesterolu we krwi.
 - Zakres pomiaru 100 – 500 mg/dL (2,59 – 12,9 mmol/L)
- HDL: frakcja cholesterolu, lipoproteiny o wysokiej gęstości („dobry cholesterol”)
 - Zakres pomiaru 15 – 100 mg/dL (0,39 – 2,59 mmol/L)
- TRG : trójglicerydy, kwasy tłuszczowe i glicerol, które krążą we krwi i są przechowywane jako tłuszcz w ciele.
 - Zakres pomiaru 45 – 650 mg/dL (0,51 – 7,34 mmol/L)
- GLU: glukoza we krwi
 - Zakres pomiaru 50 – 500 mg/dl (2,78 – 27,8 mmol/L)

Kaseta Profilu Lipidowego + Glukoza umożliwia również automatyczne obliczenie przez analizator Alere Cholestech LDX[®]:

- Stosunek TC/HDL - Cholesterol inny niż HDL
- Szacuje poziom cholesterolu LDL („zły cholesterol”).

Pomiary cholesterolu są stosowane w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń związanych z nadmiarem cholesterolu we krwi oraz

zaburzeń metabolizmu lipidów i lipoprotein.

Pomiary HDL (lipoproteiny) są stosowane w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń lipidowych, takich jak cukrzyca, miażdżycy tętnic oraz różnych chorób wątroby i nerek.

Pomiary trójglicerydów są stosowane w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z cukrzycą, nerczycą, niedrożnością wątroby, innymi chorobami związanymi z metabolizmem lipidów lub różnymi zaburzeniami endokrynologicznymi.

Pomiary glukozy są stosowane w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń metabolizmu węglowodanów, w tym cukrzycy, hipoglikemii noworodkowej, idiopatycznej hipoglikemii oraz raka wysp trzustkowych.

Opakowanie: 10 kaset testowych