

Link do produktu: <https://redmed.pl/kieszonkowy-elektrokardiograf-ekg-ecg-kieszonkowy-monitor-ekg-p-10.html>

Kieszonkowy Elektrokardiograf EKG (ECG) Kieszonkowy Monitor EKG

Cena	999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MD100B1
Kod EAN / GETIN	3819919581008
Producent	PulsoChek Polska
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Kieszonkowy Elektrokardiograf MD100B Kieszonkowy Monitor EKG

Elektrokardiograf MD100 B wykonany z myślą o użytkowniku indywidualnym z uwzględnieniem jego potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, a także z myślą o zastosowaniu profesjonalnym przez personel medyczny.

Użytkownik może wybrać spośród 2 trybów rejestracji EKG: trybu 30 sekundowej rejestracji oraz trybu ciągłej rejestracji (przydatnej do długookresowego monitorowania EKG).

Przy użyciu interfejsu USB dane można przesłać do komputera PC w celu przeglądania, wydruku i archiwizacji. Zapamiętane przebiegi krzywej EKG oraz wyniki analizy pozwalają na szybką ocenę stanu pacjenta.

Urządzenie pozwala na wczesne rozpoznanie problemów kardiologicznych, co pozwala rozpocząć stosowne leczenie. W rękach lekarza może też stać się przenośnym elektrokardiografem, gdyż posiada także 3-odprowadzeniowy kabel EKG pozwalający na użycie standardowych elektrod.

Doskonałe narzędzie dla menadżerów oraz osób silnie narażonych na stres.

Specyfikacja Techniczna:

- niewielki, łatwy do przenoszenia i obsługi,
- nie wymaga elektrod,
- szybka rejestracja EKG (30 sekund),
- możliwość zapamiętania do 24 godzin wstęg EKG po 30 sek. każda wraz z wynikami analizy; łatwe przeglądanie zapisanych danych,
- wyświetlanie krzywej EKG, częstości rytmu serca, wyników analizy, stanu baterii na podświetlanym ekranie LCD,
- możliwość transmisji danych z rejestratora na komputer PC w celu przeglądania, wydruku i archiwizacji zapisów EKG (oprogramowanie i kabel USB jako opcja dodatkowa – płatna wg cennika). Oprogramowanie działa na systemach: Windows XP (32 i 64 -bitowy); Windows Vista (32 i 64 -bitowy); Windows 7 (32 i 64 -bitowy); Windows 8; 8.1 (32 i 64 -bitowy); Windows 10 (32 i 64 -bitowy),
- funkcja automatycznego wyłączenia po 30 sek. bezczynności,
- automatyczna analiza w oparciu o zarejestrowaną krzywą EKG,
- 2 tryby rejestracji EKG: 30 sekundowy i ciągły,
- menu w j. angielskim. instrukcja obsługi w j. polskim
- 2 baterie AAA pozwalają na wykonanie przynajmniej 500 zapisów EKG,
- 3-kanalowy kabel EKG do jednorazowych elektrod (opcja dodatkowa - płatna wg cennika)

W zestawie:

- aparat EKG,



- pokrowiec,
- baterie,
- instrukcja obsługi PL, EN,
- karta gwarancyjna

Gwarancja standardowa 2 lata lub 5 lat – opcja.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje dodatkowe: Nie , trzykanałowy kabel EKG (+ 200,00 zł)

Program PC +USB kabel: Nie (+ 200,00 zł), Nie

Oprogramowanie: Nie , aktywacja funkcji identyfikacja arytmii (+ 99,00 zł)