

Link do produktu: <https://redmed.pl/koncentrator-tlenu-bryza-3f-wy-p-43.html>

Koncentrator tlenu Bryza 3F-WY

Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	3F-WY
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Koncentrator tlenu to najlepsza alternatywa dla butli z tlenem. Butla z tlenem pełni rolę jedynie zbiornika tlenu. Gdy kończy się tlen w butli, pojawia się poważny problem – chory staje przed koniecznością przerwania tlenoterapii. Najczęściej do napełniania butli są także absorbowani najbliżsi. Kolejny problem związany z używaniem butli z tlenem to koszty (które miesięcznie sięgają kilkuset złotych) związane z jej napełnianiem i utrzymaniem.

Tlen wytwarzany przez koncentrator w 100% zastępuje tlen medyczny pochodzący z butli.

Koncentrator to przede wszystkim:

- bezpieczeństwo ze względu na brak tlenu pod ciśnieniem
- duża oszczędność
- komfort korzystania

Koncentrator Bryza 3F-WY to urządzenie bardzo proste w użytkowaniu - doskonale dla osób indywidualnych. Do obsługi urządzenia wystarczy włączenie tylko jednego przycisku i założenie kaniuli nosowej. Przedstawiony model posiada także wbudowany osobny moduł do aplikacji leków przez inhalację.

Bryza 3F-WY wyposażona jest również w zegar (timer), dzięki któremu można ustawić czas pracy urządzenia oraz pilot pozwalający na uruchamianie na odległość. Chora osoba nie musi podchodzić do urządzenia, aby je uruchomić. Z przodu urządzenia jest także bardzo duży wyświetlacz, na którym są wyświetlane przepracowane przez urządzenie motogodziny. 2-letnia gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły urządzenia. Wymagana jest jedynie wymiana co 6 miesięcy filtra antybakteryjnego. Zaleca się przeprowadzanie przeglądów technicznych średnio co 3 tys moto godzin lub co dwa lata.

Informacje dodatkowe:

- Wydajność 0-5 litrów / minutę regulowana płynnie
- Najlepiej pracuje w zakresie 0-3 litrów / minutę
- Gwarancja 2 lata
- Wbudowany dodatkowy inhalator (2 urządzenia w jednym).
- Wbudowany tlenomierz
- Duże gabaryty, solidny, niezawodny.
- Napięcie zasilania: 230V
- Pobór mocy: 350 W
- Wymiary: 58 (długość) x 27 (szerokość) x 63 (wysokość) [cm]
- Waga: 21 kg
- Poziom hałas: mniejszy lub równy 45dB
- Koncentracja tlenu: > 90%
- Pilot do zdalnego sterowania (wyłączanie/załączanie urządzenia).
- Wszystkie akcesoria do tlenoterapii (kaniula nosowa, nawilżacz powietrza)
- Dodatkowe akcesoria do inhalacji (maseczka)
- Aparat polecany klientom indywidualnym