

Link do produktu: <https://redmed.pl/koncentrator-tlenu-everflo-ikk-firmy-philips-respironics-tylko-40db-najcichszy-gratis-p-812.html>



## Koncentrator tlenu EverFlo IKK firmy Philips Respironics tylko 40dB najcichszy + Gratis

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>3 240,00 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b>4 325,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>dzień roboczy do 13:00</b> |
| Numer katalogowy | <b>EverFlo IKK</b>            |
| Kod producenta   | <b>Philips Respironics</b>    |
| Producent        | <b>Philips Respironics</b>    |

### Opis produktu

#### Wysyłka od razu !!!

Koncentrator EverFlo model IKK jest kompaktowy i ekonomiczny, może być wykorzystany zarówno w szpitalu jak i w środowisku domowym. Niezawodny, wysokiej jakości sprzęt medyczny dedykowany pacjentom którzy muszą korzystać z tlenoterapii. Koncentrator służy do dostarczania dodatkowego tlenu osobom wymagającym terapii tlenowej. Urządzenie nie jest przeznaczone do podtrzymywania funkcji życiowych.



Koncentracja tlenu jest na poziomie 90-96% będąc równocześnie jednym z najcichszych i najoszczędniejszych urządzeń

dostępnych obecnie na rynku, dlatego też jest najpowszechniejszym koncentratorem wykorzystanym w leczeniu w domu pacjenta. EverFlo ogranicza koszty serwisowania, ma tylko dwa filtry - ant-bakteryjny oraz filtr wewnętrzny cząstek stałych (odpowiada za filtrację kurzy i większych zanieczyszczeń)

### **Funkcjonalność**

Koncentrator EverFlo wyposażony jest w alarmy dźwiękowe i wizualne, oraz uniwersalny uchwyt do wszystkich rodzajów nawilzaczy. Ponadto łatwy i intuicyjny panel kontrolny nie sprawia trudności w codziennej eksploatacji. Koncentrator ma też schowek na przewody do nawilzacza.

### **Rozmiar i transport**

Mały i wyjątkowo lekki (waży tylko 15kg) koncentrator tlenowy EverFlo jest łatwiejszy do przechowywania i przenoszenia niż tradycyjne koncentratory. Koncentrator ma kompaktowy, ergonomiczny kształt, specjalny uchwyt i system kółek obrotowych który ułatwia transport

### **Trwałość części**

EverFlo ma bardzo trwały, ekonomiczny kompresor który gwarantuje żywotność do 25 000 godzin pracy. Obudowa tlenowa wykonana jest z hartowanego metalu. W koncentratorze EverFlo ilość ruchomych części sprowadzono do minimum, co pozwala na bezpieczną i bezawaryjną pracę. Nie ma żadnych filtrów które musiałyby być podawane konserwacji przez pacjenta.

EverFlo firmy Philips Respironics w niezależnym badaniu HME Home Medical Equipment został wybrany najlepszym koncentratorem tlenu.

### **Dane techniczne:**

- Koncentracja tlenu\* (przy 5 LPM): 90% (+/- 3%)
- Ciśnienie wyjściowe: 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar)
- Regulacja przepływu (0,5-5 litrów)
- Napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10%
- Pobór mocy: 295 W
- Poziom głośności: 40 dBA
- System alarmów
- Mały i lekki - 14 kg
- Wymiary (WxSzxG): 584 x 381 x 241 mm
- Temperatura pracy: 13°C to 32°C
- Warunki przechowywania: -30°C to 71°C do 95% wilgotności względnej

### **Co zawiera zestaw**

- Koncentrator Tlenu Philips Respiromix EverFlo model **IKK**
- Nawilżacz w zestawie z koncentratorem - 1 szt. - Gratis
- Kaniula nosowa 1 szt. - Gratis
- przedłużacz 5m, - Gratis
- łącznik - Gratis
- [Pulsoksymetr MD300C23](#) GRATIS