

Link do produktu: <https://redmed.pl/koncentrator-tlenu-everflo-standard-firmy-philips-respironics-gratis-p-1647.html>



Koncentrator tlenu EverFlo Standard firmy Philips Respironics + GRATIS

Cena	3 240,00 zł
Cena poprzednia	4 325,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	EverFlo Standard
Kod producenta	Philips Respironics
Producent	Philips Respironics

Opis produktu

Koncentrator EverFlo jest kompaktowy i ekonomiczny, może być wykorzystany zarówno w szpitalu jak i w środowisku domowym. Niezawodny, wysokiej jakości sprzęt medyczny dedykowany pacjentom którzy muszą korzystać z tlenoterapii. Koncentrator służy do dostarczania dodatkowego tlenu osobom wymagającym terapii tlenowej. Urządzenie nie jest przeznaczone do podtrzymywania funkcji życiowych.



Koncentracja tlenu jest na poziomie 90-96% będąc równocześnie jednym z najcichszych i najoszczędniejszych urządzeń dostępnych obecnie na rynku, dlatego też jest najpowszechniejszym koncentratorem wykorzystanym w leczeniu w domu pacjenta. EverFlo ogranicza koszty serwisowania, ma tylko dwa filtry - ant-bakteryjny oraz filtr wewnętrzny cząstek stałych (odpowiada za filtrację kurzy i większych zanieczyszczeń)

Funkcjonalność



Koncentrator EverFlo wyposażony jest w alarmy dźwiękowe i wizualne, oraz uniwersalny uchwyt do wszystkich rodzajów nawilżaczy. Ponadto łatwy i intuicyjny panel kontrolny nie sprawia trudności w codziennej eksploatacji. Koncentrator ma też schowek na przewody do nawilżacza.

Rozmiar i transport

Mały i wyjątkowo lekki (waży tylko 15kg) koncentrator tlenowy EverFlo jest łatwiejszy do przechowywania i przenoszenia niż tradycyjne koncentratory. Koncentrator ma kompaktowy, ergonomiczny kształt, specjalny uchwyt i system kółek obrotowych który ułatwia transport

Trwałość części

EverFlo ma bardzo trwały, ekonomiczny kompresor który gwarantuje żywotność do 25 000 godzin pracy. Obudowa tlenowa wykonana jest z hartowanego metalu. W koncentratorze EverFlo ilość ruchomych części sprowadzono do minimum, co pozwala na bezpieczną i bezawaryjną pracę. Nie ma żadnych filtrów które musiałyby być podawane konserwacji przez pacjenta.

EverFlo firmy Philips Respironics w niezależnym badaniu HME Home Medical Equipment został wybrany najlepszym koncentrátorem tlenu.

Dane techniczne:

- Koncentracja tlenu* (przy 5 LPM): 90% (+/- 3%)
- Ciśnienie wyjściowe: 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar)
- Regulacja przepływu (0,5-5 litrów)
- Napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10%
- Pobór mocy: 295 W
- Poziom głośności: **43 dBA**
- System alarmów
- Mały i lekki - 14 kg
- Wymiary (WxSzxG): 584 x 381 x 241 mm
- Temperatura pracy: 13°C to 32°C
- Warunki przechowywania: -30°C to 71°C do 95% wilgotności względnej

Co zawiera zestaw

- Koncentrator Tlenu Philips Respiromix EverFlo standard
- Nawilżacz w zestawie z koncentrátorem - 1 szt.
- Kniule nosowe 1 szt.
- przedłużacz 5m,
- łącznik
- [Pulsoksymetr MD300C23](#) GRATIS